

手术室被服恒温箱/保温柜/加温箱

产品名称	手术室被服恒温箱/保温柜/加温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-828LD 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室被服恒温箱/保温柜/加温箱采用优良风机，PTC陶瓷复合加热器设计，使用安全，加热迅速，强制加热吹风系统，新式风道结构，确保箱内温度均匀。用于手术室加温被服预防低体温症，提高手术室护理质量。

福意联向客户提供广泛完整的恒温/冷藏设备系列产品，以“、、低碳”为设计理念，控制整个经营过程，拥有几百种型号，从立式到卧式，从低温到恒温，同时以独有的系统和出色的性能将产品优良细分、准确定位，为广大客户提供一个丰富的产品群，满足具体顾客的具体要求。将有的传统观念和新颖的设计理念相结合，引导市场的优良潮流。

手术室被服恒温箱/保温柜/加温箱使用说明：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的被服数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：被服应该叠放整齐，离箱体后背保持10cm的距离。
- 3、放入被服后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。
- 4、根据被服的数量来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

手术室被服恒温箱/保温柜/加温箱参数：

手术室被服恒温箱/保温柜/加温箱：

一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。

二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配
路，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或。

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货
物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问
题我方将严格按照“三包”政策执行。

手术室被服恒温箱/保温柜/加温箱说明：

中预防低体温方法及改进措施

1 术中冲洗液的加温 为了保术中热盐水的及时供应，手术室设定墙壁温箱两个，每天规定职人员管理，
以保温箱热盐水的温度、用后及时补充、卫生及时清洁及热盐水的质量。经过运行，无论何时进行腹腔
温盐水冲洗都能及时供应，保了手术正常进行，因此，我院手术室一直在使用墙壁温箱。

2 术中盖单问题 术中盖单不仅起到保护患者隐私问题，同时对保障患者的体温起到很大的。手术室盖单
经过布单 毛毯 棉被的反复应用，直现在根据室温情况应用的是布单和小棉被，为了加强患者的保暖
需求，2012年手术室又特订做了肩部保暖垫，为的是预防层流系统的垂直风流对肩部的侵袭，使患者的
身体达到无缝隙的保暖状态。

3 保层流系统的正常运行 职人员每天检查手术室层流系统，保手术室温度22~25℃，湿度40~60%。特殊
情况下可开启手术间内廊门及室内加湿器，以缓解手术间温湿度的暂时不适，保手术间环境要求和患者
的舒适度。

4 引进输、输液加温器及电热毯 输、输液加温器的引进防止了术中大量输液、患者体质差、危重患者的
体温散失，使患者的机体保持常温运行。电热毯应用于电切患者效果显著，虽然手术中不断用电切液冲
洗切割的，电热毯的应用能够及时补充丢失的热量，保持机体热量平衡。

5 其他情况的应对措施 对于机体比较瘦弱的、手术时间长的患者，加强皮肤的保护，防止压疮的发生，
使患者舒适，也可减少体温的散失；四肢进行输液的患者做好四肢的保暖，必要时可在肢体下垫一个热
水袋，保护肢体的温度，注意热水袋温度不可过高，保持在50℃左右即可；做好患者的心理护理，防止
患者因紧张而影响患者的情绪促使机体过度散热。