

检验试剂冰箱(试剂储存冰箱)

产品名称	检验试剂冰箱(试剂储存冰箱)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	940845.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:50-1028升 温度:2-8 /4-38 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

检验试剂冰箱(试剂储存冰箱)用途：

适用于储存2-8℃、试剂、样品、标本、中药饮片、食品等的安全冷藏储存;适用于8~20℃之间试剂、样品、病例标本、培养基等的恒温储存。

--检验试剂冰箱(试剂储存冰箱)公司说明--

北京福意电器公司拥有优良的加工设备、精湛的制造工艺，且注重人力资源的开发和维护,长期以来培养了强有力的和制造团队,为制造高质量的产品提供强有力的保证。我们一直坚持“以德敬人、以诚立人”的原则，依据客户不同需求，不断挑战自我，精益求精，使公司得到快速发展，与来自国外各地的客户，诚信互助，密切合作，成为生意上之合作伙伴。

检验试剂冰箱(试剂储存冰箱)产品参数：FYL-YS-828LD参数1.额定电压：AC220V2.输入功率：310w3.箱体尺寸(mm)：1265×680×1830mm4.有效容积：828L5.温度范围：2~48℃（每度可调控）6.制冷剂用量：R600a(165g)7.净重：247kg。8.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。9.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。10.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。11.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。12.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。13.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。14.门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、透明度高、便于随时观察箱体内部存放的物品。15.采用加西贝拉全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。16.箱体采用优良的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。17.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。18.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。19.箱体底部选用超出普通万向轮承载量

2倍的优良脚轮, 止动底脚方便使用。20、具有ISO14001、ISO9001

检验试剂冰箱(试剂储存冰箱)产品说明:

优良机组, 运转平衡, 噪音低, 节能采用强制空气循环, 确保箱体恒温无死角。降温速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求; 冷气循环系统, 内设多位出风口, 将冷气循环于柜内的每一个角落, 均衡室内温度; 制冷系统合理, 采用强制空气循环, 确保箱体内整体恒温无死角。降温速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求。微电子处理器, 优良控温, 误差更小, 操作更简便, 液晶数字清晰显示温度; 独特的优良快速制冷, 纯铜管蒸发器, 将优良的控制、3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷; 聚氨酯整体发泡, 发泡材料, 高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗; 采用三层中空钢化玻璃, 便于随时观察箱体内部存放的物品; 柜体内均为彩钢喷涂板, -抗腐蚀, 美观易清洁; 浸塑隔开式储物架, 物品存放更简单, 展示效果更美观;

检验试剂冰箱(试剂储存冰箱)产品使用注意事项:实验室冰箱使用过程中的注意事项:1、冰箱内禁止存放与本实验室无关的物品。2、放入冰箱内的所有试剂、样品、质控品等必须密封保存。3、在使用过程中, 箱门开启不要过于频繁, 尽量减少开门次数, 缩短开门时间, 以减少箱内气体外漏, 以节约用电。4、应保持箱体四周区域清洁干净, 避免飘扬而被吸入冷凝器处, 影响制冷效果5、若温度超出规定范围, 调节温控使其回到正常范围, 并进行记录。6、定期清洁冰箱, 清洁时切断电源, 用软布蘸水擦拭冰箱内外, 消杀菌, 确保柜内清洁卫生。

勤发发