

三维牵引床,四维牵引床,二维牵引床,腰椎牵引床（华乐医疗）

产品名称	三维牵引床,四维牵引床,二维牵引床,腰椎牵引床 (华乐医疗)
公司名称	济南华乐医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	华乐牌:220v
公司地址	山东省济南市历城区荷花路1617号
联系电话	0531-88272328 13808920650

产品详情

SQC-B6型电脑四维慢速牵引床（多功能牵引床）

SQC-B6型电脑四维慢速牵引床特点：

- 01、采用Windows7系统独立计算机程序控制，全自动高度集成化数据采集
- 02、牵引力自动监控补偿、紧急复位、所有驱动为进口推杆电机，噪音低、稳定性高
- 03、采用悬臂式设计、航空捆绑，舒适、美观
- 04、四维牵引参数任意可调，具有倾角(中医背伸)、摆头(中医侧位背伸)、旋转(中医斜扳)、牵引(中医拉拔)功能并可单独或组合成四维牵引治疗程序
- 05、具备持续牵引、间歇牵引、反复牵引、阶梯牵引等8种脉冲牵引模式供临床任意选择
- 06、具有病历输入输出、维护、保存功能，方便医院临床查询和工作总结
- 07、间歇时间、持续牵引时间、治疗时间自动计时，全中文电脑控制界面，操作简单，界面友好
- 08、可颈、腰椎同时牵引，具备双机、双核处理能力；并可颈、腰椎两名患者同时治疗
- 09、颈椎牵引力、腰椎牵引力实时同步显示功能；具备手动牵引功能

10、可俯卧位或仰卧位牵引

11、设有多级安全保护系统；牵引床拥有医、患紧急复位功能、自动报警功能

12、旋转次数、旋转间歇时间、旋转保持时间任意选择

13、牵引间歇时间、牵引保持时间任意选择

14、通过YY0505-2012国家强制性电磁兼容检测

15、通过YY0571-2013医院电动床安全专用要求国家强制性检测

16、通过GB9706-2008电动牵引床国家强制性检测

适用范围：

各型颈腰椎间盘突出症、小关节紊乱、腰肌劳损、压缩性骨折、强直性脊柱炎、腰椎滑脱、腰椎侧弯

技术参数：

腰椎牵引距： 0 ~ 200mm (可调)

颈椎牵引距： 0 ~ 300mm (可调)

腰椎牵引力： 0 ~ 1000N (可调)

颈椎牵引力： 0 ~ 300N (可调)

牵引速度： < 15mm/秒

旋转角度： $\pm 25^\circ$ (可调)

摆角角度： $\pm 25^\circ$ (可调) 带“水平摆角功能”就是四维牵引床

倾角角度： $-20^\circ \sim +25^\circ$ (可调)

颈腰椎持续牵引时间：0 ~ 99min (可调)

颈腰椎间歇牵引时间：0 ~ 9min (可调)

旋转次数： 1 ~ 10次 (可调)

旋转保持时间： 0~10S (可调)

旋转间歇时间： 0~90S (可调)

治疗总时间： 0~99min (可调)

治疗模式： 8模式 (可选)

绑带安全拉力： 500N

颈牵架安全载荷： 300N

防水等级： IPX4

设备总安全工作载荷： 1700N

患者安全工作载荷： 1350N

床垫安全工作载荷： 200N

附件安全工作载荷： 150N

噪声 (A计权)： < 60dB(A)牵引

功率： < 300W

电源： AC220V/50Hz

外形尺寸： 2180 × 620 × 780mm

重量： 178Kg

济南华乐医疗器械有限公司