

红外热成像体温筛检仪做校准报告需要多少费用

产品名称	红外热成像体温筛检仪做校准报告需要多少费用
公司名称	超越检测技术（深圳）有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区综合楼B栋一单元502检测实验室
联系电话	18138236659 18138236659

产品详情

所有的测温设备都建议进行计量检定或校准后使用。电子仪器在使用一段时间后，随着时间推移不可避免地会出现元器件老化的现象，如红外额温计一般使用寿命约为五年，因此红外体温计必须定期进行计量检测，对示值发生偏移的仪器必须进行数据校准，定期加修正值后使用。如发现测量仪数据超差较大、测量重复性差、性能不稳定，则建议停用。

使用说明方法

红外耳温计：

红外耳温计测量的是人体耳部鼓膜部位，首先应先检查耳道是否清洁，因为耳垢会阻碍红外线测量的准确性，因此测量前必须检查和清理耳道；其次将探头深入耳孔内测量，须配备卫生耳套使用，使用后需用酒精棉清洁探头，避免多人使用交叉感染。

红外热成像体温筛检仪：

使用前应经过充分预热后方可投入使用。待用环境中需稳定30分钟后开机，开机预热一般不少于10分钟，确保仪器达到热平衡后再使用。

红外热成像体温筛检仪不同发射率、不同测量距离对测量结果影响较大，要求试验人员通过调节发射率、设置合适的测量距离正确测量人体体温。目前正值冬季，推荐选用耐寒专业机型测量。

测量时，如内外环境温度差异较大，应等待不少于5分钟后开始测量。如果被测者处于饮酒后、剧烈运动、血压较高、局部发炎时可能会引起误报警，对以上人员应在状态平复30分钟后复测，必要时应使用医用体温计等接触式体温计测量。