

# 儿童身高坐高测量仪 幼儿园儿童秤 测量体温身高体重秤

产品名称	儿童身高坐高测量仪 幼儿园儿童秤 测量体温身高体重秤
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:乐佳 型号:HW-700E 测量项目:体温身高体重坐高
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

### 儿童身高坐高测量仪 幼儿园儿童秤 测量体温身高体重秤

HW-700E立式儿童身高体重坐高精体检仪自动测量身高、体重，BMI体格指数、体型判断（偏瘦、正常、偏胖、超重）测量结果语音播报、数码显示。打印出身高、体重，与正常体重的偏差等测量数据，自动剪断打印纸。支持定制，可根据用户需求选配体温枪、额温枪、测体温仪。

### 立式儿童身高体重坐高精体检仪

带打印功能坐式立式一体测量儿童体检仪，多功能全自动儿童身高体重体检秤，乐佳HW-700E型超声波坐高儿童电子秤，带座椅测量儿童坐高医用体检仪

HW-700E立式儿童身高体重坐高精体检仪具有良好的自检功能，让机器保存很好的测试检测状态，受试者只需稳定站直身子，就可轻松得出身高，体重数据，省去了原有的测试人员的目测等环节，科学准确的测量方式，减少了人工的误差，让数据更加精确。

每个父母都希望自家的孩子能够拥有一个健康的身体，和高大的身材。虽然我们并不能够确切预测孩子将来的身高是多少，但是根据孩子的成长发育情况，通常能够知道一个大概的范围。我要知道自家孩子的身高体重是否符合标准

在孩子1到9岁的时候，是身高打基础的阶段。此时正是孩子体内骨骼的储备期，对于钙离子的需求量比较大，家长一定要保证每天300到900毫克的钙离子摄入。很多孩子在这个年龄段内都会出现挑食，厌食偏食的问题，容易导致营养不良缺钙的问题，而是孩子的个子偏小，所以家长一定要想尽办法改善孩子的饮食习惯，保证充足的钙离子的补充。

儿童身高坐高测量仪 幼儿园儿童秤 测量体温身高体重秤HW-700E主要技术参数：

身高测量范围：50-150CM 分度值0.1 CM

体重测量范围：8-200KG 分度值0.1KG

坐高测量范围：20-120CM 分度值0.1CM

电源电压：AC100-240V,50HZ

平均功率： 15W

整机高度：175CM

测量结果：LED显示，语音播报

数据传输：RS-232通讯（可选）

整机净重：25公斤