

医用外科口罩出口韩国KF94标准检测项目

产品名称	医用外科口罩出口韩国KF94标准检测项目
公司名称	广东省国研质检技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中1069号2栋203
联系电话	13431580027 13431580027

产品详情

KF94是KOREAN标准认证的符号，是由韩国的食品药品管理部门MINISTRY OF FOOD AND DRUG SAFETY认证的。KF94是韩国认证的符号，是由韩国的食品药品管理部门MINISTRY OF FOOD AND DRUG SAFETY认证的。

KF94是韩国的标准，对直径0.4μm的颗粒物过滤效率大于94%。作为预防新型冠状病毒感更好的选择，KF94是完全可以替代N95口罩的。但是在物资紧缺的今天，如果没有更细颗粒物(PM2.5)的防护性能，防护效果级别是根据室内空气质量标准中空气质量类别设置的。由以上标准可知，佩戴KF94口罩，能将人的PM2.5浓度降低至75 μg/m³以下，使人体内的空气质量达到良级。

口罩检测标准：AQ 4114-2014 标准：果身滤清式防尘口罩 257 标准：GB 19084-2004 纤维口罩 3MT/T 22927-2008 口罩纸 4GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范。

口罩必须大小适合，戴的方式也必须正确，口罩才会有效。市面上售卖的口罩一般分成长方形和杯状两种。长方形口罩至少要有三层纸的结构才能有防护的作用。使用者要把口罩上的铁丝按在鼻梁上，再顺着鼻梁将整个口罩摊开来，才能发挥效能。可让小孩戴长方形手术口罩，因为它没有固定形状，如果绑得好，能够贴紧小孩的脸。杯状口罩则要确保口罩贴在脸上后密度足够，呼出去空气不会外泄才能有效。戴杯状口罩时，可将双手盖着口罩尝试吹气，检查是否有空气从口罩边缘外漏，如果口罩盖不紧，就要重新调整位置后再戴过。