

TF-A 皮毛脱脂剂 柔妮珂

产品名称	TF-A 皮毛脱脂剂 柔妮珂
公司名称	天津市雄冠科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:柔妮珂 有效物质含量:80 (%) 产品规格:200kg/塑桶
公司地址	天津市北辰区大张庄镇二闫庄村九园公路南
联系电话	022-86852381 13902029651

产品详情

品牌	柔妮珂	有效物质含量	80 (%)
产品规格	200kg/塑桶	主要用途	皮毛脱脂剂
型号	TF-A		

tf-a皮毛脱脂剂

一、概述

皮毛脱脂的好坏，直接关系到鞣制和染色，也关系到皮张的成本。我公司生产的高效浓缩脱脂剂tf-a，可有效祛除皮板、羊毛上的油脂、使之保持适当的残留量，不伤皮板，节省染色助剂，减少鞣制后大油板产生的比率、既而减少熟皮脱脂的成本；又因其为浓缩品，所以加量少，投入成本并不高，同时也减少运输费用。

二、质量标准：

- 1、外观：浅黄色至黄色透明液体(室温25)
- 2、含量： 80%
- 3、ph值：9-11 (25 、1%的水溶液)

三、建议工艺

1、生皮脱脂工艺：(剪毛后皮张)

a、去肉前：浴比：1：20温度：45 左右时间：45-60分钟

tf-a : 0.3-0.5 g/l用纯碱调ph到9

b、去肉后：浴比：1：20温度：45 左右时间：45-60分钟

tf-a : 0.5-0.8 g/l用纯碱调ph到8-9

例如：生皮剪毛后，头遍脱脂，按每张皮15-20g加入tf-a，用碱调ph值到9，温度45 ，洗皮45-60分钟，出皮甩干后，去肉。

二遍脱脂，按每张皮20-25g加入tf-a，用纯碱调ph值到8-9，温度40-45 ，洗皮45-60分钟。甩干后，温水漂洗。

2、熟皮脱脂工艺：（鞣制后板皮如需脱脂，可按以下工艺进行）

浴比：1：20温度：50-55 时间：45-60分钟

tf-a : 0.2-1 g/l纯碱：适量 ph：8-9

注：视油大小，可洗一至两遍；头遍洗皮时，由于皮为酸性，故ph可调高些（如入皮时为ph：12），洗皮时，ph保持在8-9，出皮前，ph保持在8.5；两遍洗皮之间，应出皮甩干；温水漂洗。

四、包装与储存

1、包装：200kg/塑料桶包装

2、储存：储存温度 5 室内储存，密封保存保质期两年。低温储存时，若产生凝固，待加热恢复流动后，搅拌均匀，使用不影响效果。