

## 直送热解测汞仪(不需要前处理)

产品名称	直送热解测汞仪(不需要前处理)
公司名称	鑫片(上海)信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号(注册地址)
联系电话	17717856034

## 产品详情

热解测汞仪在无需复杂样品前处理的情况下，实现固体、液体、气体样品中总汞的直接测定，有效避免汞在前处理过程中的损失、交叉污染以及实验环境污染等问题，确保分析数据的准确。采用转盘式无限循环自动进样器，整个分析过程只需2-5min，有效提高了分析效率。5E-AA2537S热解测汞仪的检出限为0.002ng，线性范围0~1000ng，RSD<1%@10ng。仪器适用HJ 923-2017、EPA7473、SN/T3511-2013、SN/T 4697-201、HJ 910-2017等标准，并为GB/T 5009.17的修订提供了有效的数据。

与传统的化学蒸汽发生-

原子荧光法相比，可大幅降低劳动强度，缩短70%的分析时间，并降低70%的成本。

无需复杂样品前处理：固体、液体、气体样品直接进样

检测方便：用户仅需称样、并将其放置于自动进样器上，点击开始、一键完成测量

工作效率高：采用标准溶液绘制标准曲线，分析不受样品基质影响，全分析过程2-5min

超低的检出限：6个数量级的检测能力，0.005ng~1000ng

极低的检测成本：无需除水耗材，检测成本比普通原子吸收/荧光低70%，比同类产品低40%