

HW-900A多功能健康体检一体机 红外额温体检机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | HW-900A多功能健康体检一体机 红外额温体检机 |
| 公司名称 | 河南乐佳电子科技有限公司 |
| 价格 | 39800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:乐佳电子 型号:HW-900A 多功能:一体化设计一站式检测 |
| 公司地址 | 郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209 |
| 联系电话 | 86-182-03652601 18203652601 |

产品详情

HW-900A多功能健康体检一体机 红外额温体检机,乐佳HW-900A型便携式自助体检一体机

河南乐佳电子科技有限公司厂家专业生产销售的乐佳HW-900A型便携式自助体检一体机，一站式自助体检，语音动画指导，一步步按照提示操作测量，输入性别年龄，对身体进行健康管理测量。

厂家地址：郑州市高新区红松路龙鼎一号楼209

便携式自助体检一体机体检项目：

身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、蛋白质量、骨盐、去脂体重、细胞内外液、血氧饱和度、体温等。

自助体检一体机体检注意事项

一、身高体重测量

1.站直站稳站在秤盘中心（头顶对着上面黑色网状探头）

2.然后根据屏幕提示操作，测量身高体重；

二、人体成分测量

- 1.按照屏幕提示输入年龄，，点击测量，然后双手握紧脂肪把手；
- 2.手臂伸直，不要晃动；
- 3.测量注意双手不要太干燥；

三、血氧测量

- 1.血氧探头夹住中指或无名指，然后点击测量；
- 2.保持安静，放松测量；
- 3.注意手指甲不要太长，影响测量；
- 4.手指不要太干燥；

四、体温测量

- 1.根据屏幕提示，点击测量；
- 2.将体温仪探头对准额头，保持2-3cm距离；
- 3.然后扣动体温仪开关测量体温；

乐佳900A体检一体机技术参数：

身高范围：60-200cm 精度：0.5cm（美国进口超声波探头）

体重范围：4-200kg 精度：0.1kg（500公斤高精密度平衡梁式压力传感器测量体重）

血压范围：0-299mmHg(0-39.9kpa) 脉搏：40-180times/min（欧姆龙臂式血压计）

身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

基础代谢：385kcal-5000kcal

水分含量：30%-70%

体温范围：34 -43 分度值：0.1 测量距离1-5CM

血氧范围：35%-100（95%-99%正常状态）

HW-900A多功能健康体检一体机

红外额温体检机,智能互联查体机，公共卫生健康体检一体机支持定制。