

HW-V6000健康小屋厂家 智能一体化健康小屋体检机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | HW-V6000健康小屋厂家 智能一体化健康小屋体检机 |
| 公司名称 | 河南乐佳电子科技有限公司 |
| 价格 | 128000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:乐佳电子 型号:HW-V6000 一体化设计:多种体检一站式完成 |
| 公司地址 | 郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209 |
| 联系电话 | 86-182-03652601 18203652601 |

产品详情

HW-V6000健康小屋厂家 智能一体化健康小屋体检机，河南乐佳HW-V6000智能健康体检一体机
健康小屋多功能体检一体机

乐佳新品HW-V6000型健康一体机，多功能全自动智能健康测量身高体重体检机，健康小屋公共卫生多功能体检一体机

各分项检测功能技术指标：

一.身高检测

- 1、测量方式：超声波非触碰式测量
- 2、测量范围：60-200cm
- 3、测量精度：± 0.1cm

二.体重检测

- 1、测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重
- 2、测量范围：4-200kg
- 3、测量精度：± 0.1kg

三.体型指数计算

1、性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算

2、标准范围：18.5-24

四.体脂检测

1、性能：人体电阻法精准测量人体脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便

2、身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

3、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间

五.血压检测

1、方式：日本进口欧姆龙臂式血压计

2、性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率

3、范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 心率：40-180times/min

4、精度：压力： $\pm 3\text{MmHg}$ ($\pm 0.4\text{kpa}$) 内 心率数： $\pm 5\%$

六.血氧检测

1、方式：智能血氧检测仪

2、性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要生理指数

3、范围：35%-100%

4、测量精度：在70%~100%范围内，测量误差为 $\pm 2\%$ 。分辨率：1%。

七.体温检测

1、方式：精密红外线体温测量仪

2、性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过 ± 0.2 度

3、体温范围：34~43 测量误差为 ± 0.2 分辨率：0.1

4、测量距离1-5CM

八.心电检测

1、输入电路：防除颤保护输入

- 2、导联：标准12导联
- 3、采样频率：500HZ
- 4、采集模式：12导联同步采集
- 5、频率响应：0.05Hz ~ 150Hz(-3.0dB/+0.4dB)
- 6、增益设置及准确度：5mm/mV (x0.5)、10 mm/mV (x1)、20mm/mV (x2) 三挡固定增益，误差不超过 $\pm 5\%$ 。
- 7、心率测量范围：至少包括15bpm ~ 300bpm。
- 8、记录速度选择：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。
- 9、时间常数：3.2秒。
- 10、提供非贴片式电极且能反复使用。

九.血糖测量

- 1、检体：指尖微血管全血。
- 2、检测范围：20-600mg/dl (1.1-33.3Mmol/L)。
- 3、检测时间：每次检测所需时间小于10秒。
- 4、检测精度： $\pm 20\%$ 当血糖浓度 75mg/dl (4.17mmol/L)
- 5、配套一盒检测试纸。

十.尿酸

- 2、检测范围：3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/L)。
- 3、检测时间：每次检测所需时间小于15秒。
- 4、检测精度： $\pm 20\%$ 当尿酸浓度 5mg/dl (0.30mmol/L)

十一.胆固醇检测

- 2、检测范围：100-400mg/dl (2.59-10.35mmol/L)。
- 3、检测时间：每次检测所需时间小于26秒。
- 4、检测精度： $\pm 20\%$ 当胆固醇浓度 150mg/dl (3.88mmol/L)

十二.血红蛋白检测

- 1、检测内容：血红蛋白和红细胞积压；

- 2、检体：指尖微血管全血
- 3、检测时间：每次检测所需时间小于10秒
- 4、检测范围：Hb：7.0-26.0g/dl (4.3-16.1mmol/L) Hct20-75%

十三.血脂四项检测

- 1、检测内容：总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白；
- 2、检体：全血、血清、血浆
- 3、检测时间：检测所需2分钟内
- 4、总胆固醇（CHOL）测量范围：2.59-10.36mmol/L；
- 5、甘油三脂（TG）测量范围：0.57-5.65mmol/L
- 6、高密度脂蛋白（HDL）测量范围：0.39-2.59mmol/L

十四.尿液检测

- 1、检测项目：白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、pH值、潜血、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、维生素C、微量白蛋白、肌酐、钙离子等十四项。
- 2、测试速度：60个标本/小时。
- 3、测量稳定性：开机8小时内，对适配的尿试纸条重复测试结果的符合率 90%。
- 4、检测结果：检测结果为半定量或定量数据，并能出具正常参考值。
- 5、免费提供尿液分析试纸。

十五.中医体质辨识

- 1、检测类型：阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质。
- 2、测试方式：选择式得分。
- 3、判定标准：平和质为正常体质，其他8种体质为偏颇体质。

十六.shen份证读卡器

- 1、符合gong安部 GA450、1GA450 标准规范，符合非接触IC卡 ISO14443 标准
符合 GB/T 2423-2001 标准规定。
- 2、工作频率：13.56MHz（fc）；比特率 106 kbit/s；调制方式采用ASK调制；调制系数8%~14%；编码方式:NRZ-L；磁场强度 7.5A/m
- 3、性能：定制shen份证刷卡测量，能即时打印和记录测试者身份信息，把健康数据建立成数据库形式并

通过网络连接上公共平 台上或者移动SHOU机APP。可以提供接口协议，支持任何的数据库平台。便于随时查阅，轻松建立个人健康档案。

HW-V6000健康小屋厂家 智能一体化健康小屋体检机

随着人们生活水平的提高，人们对健康生活的需求愈发迫切。同时，**对公共卫生服务的持续加大投入，要求基本实现全民电子健康档案覆盖、基本公卫卫生服务均等化等目标；响应医疗资源下沉、关口前移，做到小病在社区，大病进医院，康复回社区的分级诊疗模式。