

# 身高体重测量仪-多功能身高体重测量仪

产品名称	身高体重测量仪-多功能身高体重测量仪
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-900A 多功能:一站式体检测量
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

身高体重测量仪-多功能身高体重测量仪,多功能自助检测仪  
身高体重血压脉搏心率人体成分脂肪血氧体温多功能体检一体机HW-900A

### 身高体重

- 1、体质指数 ( BMI ) = 体重 ( kg ) ÷ 身高<sup>2</sup> ( m )。低于18.5属于过轻；18.5-23.9属于正常；24-27属于过重；28-32属于肥胖；高于32非常肥胖；
- 2、身高体重测量，选取进口超声波探头和高精密压力传感器，性能稳定，保证测量精准快速；
- 3、自动计算BMI体型指数，提示体型胖瘦；
- 4、身高测量范围：60-200cm 分度值0.5cm
- 5、体重测量范围：8-200kg 分度值0.1kg

### 血压

- 1、世界卫生组织(WHO)、国际高血压学会(ISH)制定的血压分类，从低压达90mmHg，高压达到140mmHg开始，属于高血压范围，需多加警惕；
- 2、医用超声波体检机，配套欧姆龙臂式血压计，测量性能稳定，精准度高；
- 3、血压测量范围：0-299mmHg(0-39.9kpa)
- 4、脉搏测量范围：40-180times/min

## 人体成分

- 1、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间。此为成年男女标准值，女性超过50岁，男性超过55岁，每5岁，体脂百分比标准值可上调2%-3%。女性水分率在49.5%~52.9%是标准的，低于49.5%则是偏胖或过胖；男性水分率在53.6%~57.0%是标准的，低于53.6%则是肥胖或过胖；
- 2、手握式脂肪把手，智能测量脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液等人体成分。

## 血氧饱和度和体温

- 2、手握式脂肪把手，智能测量脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液等人体成分。

身高体重测量仪-多功能身高体重测量仪立柱中间可以折叠，折叠后高度一米五，外出体检时可以放在体检车或者面包车里，方便携带。