

Gsp药品冷藏柜 药品冷藏柜 药品阴凉柜

产品名称	Gsp药品冷藏柜 药品冷藏柜 药品阴凉柜
公司名称	山东星程电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县曹王镇星程电器
联系电话	18054500663 18054500663

产品详情

药品冷藏柜介绍

- 1、药品阴凉柜-GSP认证要求阴凉柜-冷藏柜设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。
- 2、产品适用行业：卫生行业，药检、环保、化工、实验室、食品、卫生防疫等部门，用于药品、试剂、等产品的贮存于监测
- 3、具有安全锁功能，防止温度原有值设定的改变。

药品阴凉柜的分类

药品柜按材质分一般可分为三种：全木药品柜、全钢药品柜和不锈钢药品柜。按照材料分的话，现在还有铝木的、钢木结合的、内部层板由理化板制成的药品柜。全木药品柜适用于常规药品即是腐蚀性不大的药品的摆放，由于很多药品都需要阴凉处避光保存，所以药品柜的摆放位置必须远离水源和避免阳光照射。潮湿的储存环境不仅仅会使药品变质失效，也会使木制药品柜的使用寿命降低，由于木制药品柜是由刨花板外贴防火板，四周是用PVC封边的板材制成，那么这种板材怕接触到水，如果有水不小心倾倒在柜体或层板上，必须马上用干抹布抹干，如不及时擦干或者忘记处理，短时间可能不会有什么危害，如果经常如此就会出现封边条脱落及板材边缘处膨胀变形。即使是优质的板材及好的封边工艺，遇到此类情况也应及时处理。避免阳光照射主要是考虑到液体的化学药品存放在玻璃门的药品柜内受到阳光的照射，会产生质量与浓度的变化。

全钢药品柜主要是由经酸洗、磷化及环氧树脂粉末静电喷涂的钢板制成。这种药品柜适合存放腐蚀

性较大的化学药品与试剂。目前国家出台了相关药品管理法，对特殊药品如：腐蚀性大，有毒有害等药品必须存放在专门的药品柜里，全钢药品柜可以作为一个比较好的选择。对于挥发性大及气味较大的药品存放，通常需要在药品柜的顶部加装管道和风机，将柜内气体排至室外，并且在药品柜的侧板或者门板的下方必须开好进气孔，以免柜内抽成真空。

对于医用冷柜，一般的医院都是让它“日夜操劳”，这样长时间的运转，肯定会对医用冷柜产生一定的损耗。因此，这就需要适时地对其进行保养和维护，对医用冷柜保养既能延长机器的使用寿命，又能为我们的药品减少烦恼。因此，小编就为大家总结一些医用冷柜“护理”的小常识。

清洗医用冷柜时不要用酸或碱性清洗剂。因为酸性或碱性都具有一些腐蚀性，过多使用很可能会损坏医用冷柜。

医用冷柜除冰或需要清理医用冷柜内的物品，不要用锐利尖硬的物体。因为使用锐利尖硬的东西，很容易划到医用冷柜，对医用冷柜造成损害。此外，一定要定期对医用冷柜除霜除冰，之后再吧医用冷柜擦干（这点很重要）。这样既能节电又能延长寿命。

医用冷柜外部要保证必要的散热空间和清洗散热管上的灰尘。因为其后侧方或下方的散热管线释放的磁场高出前方几十甚至几百倍，如果灰尘太多，会使电磁辐射增强。医用冷柜外部的清洁也很重要。

在当下这个社会，医用冷柜在医学中已经成为必需品。因此，更需要合理使用它、细心呵护它。为医用冷柜减轻压力，为药品保驾护航。