

# 智能体检一体机|社区医用智能健康体检一体机

产品名称	智能体检一体机 社区医用智能健康体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-900A 适用范围:医院 社区 卫生院等体检
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

### 智能体检一体机|社区医用智能健康体检一体机

公共卫生服务社区医用智能健康体检一体机，县、市、乡镇、村卫生院能力提升项目标准化智能体检一体机，健康小屋触控一体机，多功能健康一体机，智能自助健康小屋体检机。一体化设计，多种体检一站式检测，智能互联，选用15寸触屏式液晶电脑，

智能体检一体机自助式智能管理系统，人机互动，语音动画视频引导检测人员自主完成健康体检。

功能和技术参数：

HW-900A智能体检一体机

HW-900A智能款

自动测量身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢率、骨盐、去脂体重、细胞内外液、血氧饱和度、体温等、测量结果液晶显示、语音播报、和医院管理系统。

HW-900A 基本款

自动测量身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢率、骨盐、去脂体重、细胞内外液 测量结果液晶显示、语音播报，自动打印小票

该健康体检信息工作站是一款全自动、智能型、便携式、高精度、手机端自我健康管理、查询、比较、测量数据、人性化设计的健康管理信息平台。同时这一浓缩精华版的手机端健康管理平台也解决了国家公共卫生知识普及、医疗资源匮乏、提高效率办实事、利用有限的资源办大事、办好事的初衷。

体检参数:

测量品名

指标

参数基本要求

超声波身高体重仪	体重测量 身高测量 体型指数BMI	4-200KG,分度值0.1KG,精密平衡梁式中国 60-200CM,分度值0.5或者0.1可调,美国进口
全自动血压计	血压测量方式 鉴定精度、压力	自行计算判断体型、偏胖、偏瘦、正常、 示波法,欧姆龙臂筒式血压计 自动加压,自动检测压力,监测人体血压 依据
测量范围	0-299mmHg (0-39.9Kpa)	
心率	40次/分—180次/分	
血氧测量仪	测量范围 脉率监测误差	35-100% 30-250bpm范围内,检测脉率,血氧饱和
红外温度计	测量范围 测试精准 测试部位 测试时间 测量方式	34—42摄氏度 0.2摄氏度,测量时间小于2秒.显示分度值 额头 1秒 手持式体温仪
人体脂肪仪	检测项目:脂肪率、脂肪量、基础代谢、水分量、水分率、肌肉量、肌肉率、细胞 率、骨盐、去脂体重、蛋白质量、蛋白质率 体脂判断:体脂标准范围 测量方法:人体生物电阻抗法 测量时间:13秒以内	
身份证读卡器 (选择项,不是标配)		便携式,机身安装,符合居民阅读技术,国家安全,3
触摸显示屏		10.1英寸真彩高分辨率显示屏,人机互动,语音,图片
智能互联,数据发送		有线,(无线,蓝牙、可选)
测量结果处理	自动高速热敏打印,自动切纸,打印内容: 包含医院单位名称、测量者性别、年龄、日期、时间、身高、体重、脂肪量、脂 、肌肉率、高压、低压、心率、BMI、血氧、体温、参考健康标准范围、运动建议	
设备便捷实用		基层医疗,体现贴心为民,同时也符合农村,边远地区,留守老人,儿童,出行 。在农村医护人员有限的情况下,一个人开车,自带体检仪器就可以为大众服务 为国家节省支出。
设备安装调试	设备安装简便,不需调试,简单快捷,傻瓜式操作、简洁明了	
设备维护	具有自检功能,自诊断系统,维护更便捷	
国家医疗大正方针宣传	公众号关注,国家医疗知识的宣传普及,公众号关注推广,健康知识的传播。	
体检数据随身带	国内手机的保有量,已达13亿之多,同时手机是随身必带通讯工具。 体检者测量数据标准与否。 通过被测者关注医疗单位公众号,测量数据直接通过大数据处理,直接发送到被 量者,让没有一点医学知识的人都能知道自己的测量结果是否达标。多次测量, ,对比。	
系统数据管理	每个测量者,关注公众号,数据发送到手机上,同时数据保存到云端处理,医护 的进行数据查询,了解,体检数据可实时通过GPRS移动网络或标准RS-232串口实 有成熟、安全的数据交互功能,实现数据共享。	
平台升级	系统维护、云端自动升级,不需要使用者进行操作。	

乐佳电子作为“互联网+医疗健康解决方案”提供商,一直在“大健康”这条产业之路上砥砺前行,为用户提供更贴心更有温度的服务,始终不忘“让更多人少生病、生小病、不生病”的企业使命,为国家医疗健康发展贡献出自己的力量。

智能体检一体机|社区医用智能健康体检一体机欢迎了解咨询。