

# PVR实验室用干式恒温箱

产品名称	PVR实验室用干式恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	容量:50-1028升 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

PVR实验室用干式恒温箱相关:

普通家用冷柜一般只用于家庭冷冻食物，还有一些超市等冷藏食品，而实验室冷柜相比较而言更具有性，实验室冷柜多用于医药、化工、工业生物冰箱、食品工业、生物冰箱工程、生物冰箱医药、高等院校、科研机构、健康售后机构、卫生域、域。在使用过程中我们要注意那些方面呢？

实验室冷柜的六大使用须知 1.搬运方面的注意事项。搬运时，应抬底脚，不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力，更不能在地面上拖拉。2.箱体优良大倾斜角不能超过45度,更不能倒置或横放，否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路，影响制冷，而且易造成压缩机脱簧。运输过程中，要防止磕碰和剧烈震动，要防止雨淋水浸。3.应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需要与外界进行热交换，既通过冷凝器向外界散热，外界环境温度越高，散热越慢，会使电冰箱和冷柜工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。4.应安放在通风良好的地方，如果冷柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。冷柜顶面应留有少30CM高度的空间，背面和两侧面应留有少10CM的空间，以利散热。5.应安放在湿度小的地方，由于电冰箱、冷柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成冷柜表面凝露，影响电器性能。6.不应安放在温度过低的地方。因为温度过低，压缩机启动困难，使冷柜冷冻室制冷差，无法克服，冰箱可打开冷藏室的温度补偿开关。

PVR实验室用干式恒温箱公司说明:

福意联多功能恒温箱、干燥柜、泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物冰箱工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也

可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

=====

=PVR实验室用干式恒温箱产品用途:

- 适用于医院，药店，药监，实验室检测，生物冰箱制剂室，检验科，冷藏冷冻室，环境监测，疾控，食品安全，厂矿检测等。

=====

=

PVR实验室用干式恒温箱产品参数:

1.产品型号：FYL-YS-138L2.门体设计：真空钢化玻璃门3.输入电压：AC220V 4.制冷功率：85W5.加热功率：120W6.恒定温度：4-38（每度可调可控）7.净重：25kg8.容积：138L9.外形尺寸：540x550x840mm10.内径尺寸：450x420x720mm11.面板、按键设置：触控按键，LED温度显示12.门锁配置：双安全锁13.高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。14.高优良性：控温精度高。15.无噪音设计：优良的无氟压缩机制冷制热。16.低功耗：日耗电量仅0.45KWh17.安全工质，无污染。18.人本设计：操作方便，美观大方。19.采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。20.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。

PVR实验室用干式恒温箱产品特点:

1、低噪音设计,采用优良优良压缩机，噪音低于42dB(A)，。。2、优良铜管蒸发qi和丹佛斯压缩机，制冷强劲，降低耗能。3、智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1。4、多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。5、自携式分体结构，节能、噪音低。6、整体吸塑端板，内侧镜子，豪华典雅，彰显个性，展示效果。7、风冷式全封闭设计，温湿度控制，温湿度分布均匀，不凝露，安全卫生。8、可调节式隔架，适用范围广。9、三层透明保温玻璃门、内充惰性气体；自动感应灯设计；箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和。

勤发发