

# 生物冰箱组织物证柜

产品名称	生物冰箱组织物证柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	温度:-20 /4 /2-8 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

生物冰箱组织物证柜相关-生物冰箱物证就是指在经过一定的处理手段之后，能够得到相应的生物冰箱个体或群体的特征的一类物证，而该类物证基本都出自生物冰箱体。（纯属个人总结，而非书本上的定义，如果你有能力，希望你能自己查找相关资料，以便校准。）

该类物证的一大特点是：均含有能够识别特定个体或群体的物质。其中一大类可以归纳为：出自人体的。例如：毛发、皮屑、、-、分泌物、排泄物、部分其它组织等等，由于此类东西均含有相应个体的遗传物质，且人类的个体基因基本不重复，所以上述这些“东西”均可作为法律上认可的物证。当然还有其它的一些东西，例如对：昆虫、花粉、藻类、真菌等等的识别，也可以作为相应的佐证，帮助破案或结案。同时还有一些并非直接出自生物冰箱体的“物证”，优良常涉及到的就是：齿痕。虽然并非直接出自某个生物冰箱个体，但由于其含有可分辨、识别特定个体的信息，因此同样可称为“生物冰箱物证”。生物冰箱组织物证柜产品用途：本产品属智能新型恒温冷藏设备，用于刑侦系统或者法医室生物冰箱物证保管，诸如人体组织、体液、分泌物、排泄物，如血痕、精斑、唾液斑、毛发、骨质等物证保管，为侦查提供线索，为审判提供证据。-----

-----生物冰箱组织物证柜公司说明-

北京福意电器有限公司是一家集设计、开发、生产、销售、售后为一体的现代型企业，主要经营医疗、实验室恒温冷藏设备。成立今，公司凭着十几年的生产经验和经营历史，在经营理念、产品开发、销售模式和售后体系等方面推陈出新，并以良好的信誉和周到的售后服务赢得了来自优良各地客户的优良和关爱。

生物冰箱组织物证柜实际使用图片：

生物冰箱组织物证柜产品参数:

## 生物冰箱组织物证柜产品特点：

优良机组，运转平衡，噪音低，节能采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求；冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。微电子处理器，优良控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；独特的优良快速制冷，纯铜管蒸发器，将优良的控制器和3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；采用三层中空钢化玻璃，便于随时观察箱体内部存放的物品；柜体内均为彩钢喷涂板，-抗腐蚀，美观易清洁；浸塑隔开式储物架，物品存放更简单，展示效果更美观；

生物冰箱组织物证柜注意事项：实验室冰箱初次使用时的注意事项:1、检查安放位置是否符合要求。2、对照装箱单，清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查。3、检查电源电压是否符合要求。使用的电源应为220V、50Hz单相交流电源，正常工作时，电压波动允许在187-242V之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚会烧毁压缩机。4、请勿损坏电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电源线。5、检查无误后，冰箱静置数小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常，是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。若有较大的异常声音，应立即切断电源，与的修理人员咨询。6、实验室冰箱在存放物品前，先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入物品，存放的物品不能过多，尽量避免冰箱长时间满负荷工作。

勤发发