

保温柜（2-48℃）150升

产品名称	保温柜（2-48℃）150升
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途保温柜（2-48℃）150升 用途:多温度保温柜（2-48℃）150升
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保温柜（2-48℃）150升简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】福意联公司注‘恒温、冷藏设备’。以“诚实守信、业绩导向、客户至上、感恩回报”的企业价值观和“务实、激情、、”的企业精神，以提高人类生活质量为崇高使命，致力于成为行业的引领者，为人类的健康事业做出贡献。北京福意联公司是一家集制造、和销售的综合性公司，是医疗恒温、冷藏等设备新型科技企业。公司拥有强大的制造实力，营销的队伍，正着手建立以地区代理商为基础，直营销售为辅的产品销售，不断制造新产品，将更多更好的推向市场。

保温柜（2-48℃）150升公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联保温柜（2-48℃）150升由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美保温柜（2-48℃）150升产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

本产品属智能新型恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值；采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。该产品采用智能微电脑温度控制系统，数码温度显示，温度显示精度1℃，采用压缩机，运转平稳、噪音低、使用寿命长。强制风冷系统，以确保箱内温度均匀稳定，使箱内温度恒定控制在之间任意温度。

保温柜（2-48℃）150升推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2～48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2～48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2～48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2～48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2～48℃ 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0～100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0～100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0～100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8℃ 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10℃ 外型尺寸：550×560×850mm

产品：整机质保一年，压缩机质保三年，终生维护！

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（硅胶）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

保温柜（2-48）150升特点：本公司有多种规格型号可供单位使用，选购，可按照使用单位的自身条件选购更适合自己的产品。人性化设计：箱体采用结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然；5.不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。精度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器，在环境温度-25 -45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。多种报警：低温报警、温感器故障报警和安全锁功能。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

保温柜（2-48）150升

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

保温柜（2-48）150升产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

福意联公司（Fuyilian）有好的产品和的销售和技术团队，在公司发展壮大的16年里，我们为客户提供好的产品、良好的技术、健全的，福意联公司（Fuyilian）是北京都医疗恒温产品行业企业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询。

行业说明

在安装完成手术室净化，要先了解其注意事项，有想要了解的朋友吗？下面我们就一起简单的了解一下吧！

- 1.安全注意事项严厉操作，避免微生物污染;操作人员进入室应先关掉紫外灯。
- 2.室应设有操作间和缓冲间，操作间洁净度应到达10000级，室内温度坚持在20-24℃，湿度坚持在45-60%。超净台洁净度应到达100级。
- 3.室应坚持清洗，禁止堆积杂物，以防污染。谨防全部器件和培养基污染，已污染者应停止运用。
- 4.室应定时用适合的液清洗，以确保室的洁净度符合要求。
- 5.需求带入室运用的仪器，器械，平皿等全部物品，均应包扎紧密，并应适合的办法。
- 6.作业人员进入室前，有必要用番笕或液洗手，然后在缓冲间替换作业服，鞋，帽子，口罩和手套(或用70%的乙醇再次擦洗双手)，方可进入室进行操作。
- 7.室运用前有必要翻开室的紫外灯辐照30分钟以上，而且一起翻开超净台进行吹风。操作结束，应及时整理室，再用紫外灯辐照20分钟。
- 8.供试品在查看前，应坚持外包装完好，不得敞开，以防污染。查看前，用70%的酒精棉球外外表。
- 9.凡带有活菌的物品，须经后，才能在水下冲刷，禁止污染下水道。

上面就是我们手术室净化给大家讲述的知识，安装完成手术室净化要严格按照要求上来。避免在使用的时候产生危害。