

求精教学 雙眼蝶 蝴蝶标本

产品名称	求精教学 雙眼蝶 蝴蝶标本
公司名称	新乡市求精教学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市高新工业园区
联系电话	13781915440

产品详情

昆虫标本

对于死后还未干燥变硬的或是还软后的昆虫，就是将其用针固定起来。完成针插后的昆虫，还须根据该种昆虫最正确的姿态，对针插后的昆虫作局部调整，如翅膀的位置、虫足的弯曲度、触角的伸长方向等逐项加以调整，使其完全与活昆虫具有相同的姿态。

若需要制成昆虫生态景箱，还可将昆虫标本与经过干燥处理的植物、花草配置在同一个玻璃罩内，也可配置在其他艺术镜框中。

保存注意事项

防潮防霉：在标本盒或橱内放吸湿剂或室内装抽湿机，若标本已经发霉，雙眼蝶-蝴蝶标本，可用无水酒精与苯酚混合液(7：3)以软毛笔刷洗，也可直接用无水酒精刷洗。

防鼠防虫：防鼠比较容易。防虫则注意标本盒盖要严密，尽量避免打开，盒内随时保持驱虫剂或杀虫剂浓烈的气味。若有已生虫的标本，则用药棉浸敌/敌畏原液，置于标本盒内，盖上盒盖，熏蒸几天，可杀死蛀虫。

防尘防阳光：盒子密闭，少开，灰尘落八自然少；门窗少开，窗上加帘子，防止阳光直接照在标本上，可延长因日照褪色的时间。为了保护标本免受损坏，随时检查并每年1~2次用药剂熏蒸。

酒精浸液一般用75%~90%酒精，再加1%~2%甲醛或甘油。使用浓度依虫体大小和含水量而异。微型和小型昆虫用75%酒精即可；大型昆虫和全变态类的幼虫体内含水量高，用80%—85%酒精；水生昆虫的幼虫或稚虫，青园粉蝶-蝴蝶标本，用85%~90%酒精。如果采集的标本是用于研究昆虫的DNA，需用无水酒精。

鳞翅目、脉翅目、蜻蜓目和毛翅目的成虫不适于放入酒精浸液中保存，其他虫态和类群一般均可在酒精中临时或长期保存。微小型昆虫单独放在指形管内浸存，不要与其他大型昆虫混杂在一起，以免日后难以查找；蜉蝣等昆虫标本很脆弱，晃动会造成标本破损，故小瓶内要注满保存液且不留小气泡。

昆虫分布极广，各类昆虫有其不同的生活环境，采集的地点也就不同，对于甲虫来说，高山枯木是其喜爱场所，总体来说，林区多于平原农田区，山区以阔叶林为最多。炎热的中午，在溪边吸水避热的蝴蝶较多，在淘谷或山涧缺口处往往有多种蝴蝶穿飞，可“守溪待蝶”。

小型昆虫(盲蝽、叶蝉、小蛾类)用1号或2号针。中等昆虫(如夜蛾)一般用3号针。大型昆虫(如天蛾)用4号或5号针。针插方法：使昆虫标本背面向上，将昆虫针垂直地插入昆虫体内，避免因插针角度造成标本倾斜。倒转带针标本，将针倒插入3级台第1级的针孔底部，用小镊子轻推虫体，使虫背紧贴台面，使虫体背面露出的昆虫针的高度与3级台第1级的高度相等。即使虫背至针帽之间距离标准化。针插完毕，将标本插在软木板上或整姿台上，对标本整肢，使前足向前，后足向后，中足向左右，摆出前足冲、中足撑、后足蹬的姿势，蝴蝶标本，显示出跃跃欲出的神韵。触角短的伸向前方，长的伸向背侧面，虫体两侧的附肢保持对称、自然、美观。整好后用纸条或昆虫针加以固定，然后放在烘箱中(35)烘干。标本取出后，将记载采集地点、日期的小标签放在高层台面上，用针尖在标签的右端直穿本层孔底，黄尖襟粉蝶-蝴蝶标本，即规定了采集地点、日期标签的位置。将定名的小标签放在中层台面，用针尖在标签的右端直穿本层孔底，规定定名标签的位置。

求精教学-雙眼蝶-蝴蝶标本由新乡市求精教学仪器有限公司提供。“生物切片,玻片标本,植物标本,蝴蝶标本,昆虫标本,腊叶标本”就选新乡市求精教学仪器有限公司(www.xxqjxx.com)，公司位于：新乡市高新工业园区，多年来，求精教学坚持为客户提供好的服务，联系人：刘俊玲。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。求精教学期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.xxdwbb.com)还是从事动物标本，动物大体标本，动物剥制标本的厂家，欢迎来电咨询。