

雙眼蝶 求精教学 蝴蝶标本

产品名称	雙眼蝶 求精教学 蝴蝶标本
公司名称	新乡市求精教学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市高新工业园区
联系电话	13781915440

产品详情

昆虫标本

对于死后还未干燥变硬的或是还软后的昆虫，就是将其用针固定起来。完成针插后的昆虫，还须根据该种昆虫最正确的姿态，对针插后的昆虫作局部调整，如翅膀的位置、虫足的弯曲度、触角的伸长方向等逐项加以调整，使其完全与活昆虫具有相同的姿态。

若需要制成昆虫生态景箱，还可将昆虫标本与经过干燥处理的植物、花草配置在同一个玻璃罩内，也可配置在其他艺术镜框中。

昆虫标本采集方法

野外采集需根据不同昆虫的习性和栖境，采用适当的采集方法。

陷阱法

用于采集甲虫、蚂蚁、蝼蛄、蟋蟀和蟑螂等地面爬行的昆虫。在陷阱中放入味诱剂时，效果更佳。例如，在陷阱中加入少量啤酒、甜酒、酒糟或酸奶时，可引诱到更多的昆虫。

筛离法

常用贝氏漏斗或温氏漏斗来筛离。将土壤或枯枝落叶放到漏斗的筛网上，接通电源，土壤或落叶就会因受热变干，其中的小昆虫就往下爬，最后落入漏斗下面的收集瓶内。注意漏斗内的温度要控制在35 ~ 40 。

昆虫标本的制作方法

成虫剖腹干制法

有些腹部比较粗大的成虫如蝗虫、螽斯之类，欲进行干制标本，需将其内脏及脂肪等清除干净，填充脱脂棉，角翅弄蝶-蝴蝶标本，才能长期保存。操作方法如下：

将已致死的虫体，用小解剖剪从腹面中央第2至5节，雙眼蝶-蝴蝶标本，剪一开口。

用镊子把胸腔，青园粉蝶-蝴蝶标本，腹腔的内脏和脂肪等内含物全部清除，蝴蝶标本，再用脱脂棉把胸腔和腹腔的内壁擦拭干净。

将脱脂棉撕成若干小块，用小镊子夹起小块脱脂棉沾上些樟脑粉，一块一块向胸、腹腔内填入，直到填满体腔，恢复原来虫态为止。

把开缝处的棉纤维用镊子掖平压好，再把开缝两侧的虫体表皮拉回原位展平吻合开口。随着干燥，表皮会逐渐回抱，无须用线缝合开口，厘可自然吻合。

把虫体用昆虫针按规定针位插针固定在展姿板(厚纸板或聚丙烯板)上整理虫姿。

用大头针先固定三足，一般是前足向前伸，中足中立、后足向后伸，摆出前足冲、中足撑、后足蹬的姿势，显示出跃跃欲跳的神气，然后仍用大头针把触角向两侧展开，将展姿板平放干燥。

标本干妥后，撤去固定姿势的大头针，用三级台固定虫位，加插标签，即可长期保存。

雙眼蝶-求精教学(在线咨询)-蝴蝶标本由新乡市求精教学仪器有限公司提供。新乡市求精教学仪器有限公司(www.xxqjix.com)是一家从事“生物切片,玻片标本,植物标本,蝴蝶标本,昆虫标本,腊叶标本”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“求精教学”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使求精教学在标本模型中赢得了众客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.xxqjixyq.com)还是从事生物学切片,生物标本切片,动植物切片的厂家,欢迎来电咨询。