

DWS-608A型实验室钠度计台式钠度计中文钠度计

产品名称	DWS-608A型实验室钠度计台式钠度计中文钠度计
公司名称	昆山乡林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	钠度计:DWS-608A
公司地址	千灯镇泰极国际花园3号楼204室
联系电话	0512-57467262 17312693839

产品详情

DWS-608A型实验室钠度计台式钠度计中文钠度计

DWS-608A型是市场上功能最强、使用最方便的一款钠度计。配上专门用于实验室ppb级电极和参比电极，在烧杯中静态测量的性能比传统的钠表有很大的改善，只要在使用中注意电极全可以得到较满意的结果。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和液中钠离子的连续监测。

DWS-608A型实验室钠度计台式钠度计中文钠度计

仪器特点：

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、测偿、仪表自检、精度高，重复性好

灵敏度高：在静态水样中可检测到0.2ppb(8pNa)稳定时间长有个很稳定读数

电极诊断：一点标定、两点标定、手动输入E0、S查询，监测电极性能

网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或T Lab8 0通讯与数据处理软件

技术参数：

1、测量范围：0.2g/L ~ 23000mg/L 分辨率：0.1 g/L、0.01mg/L

0.00pNa ~ 8.00pNa 分辨率：0.01pNa

0 ~ 60

分辨率：0.1

2、精度： $\pm 0.2\text{mV}$ ，温度： ± 0.3

3、温补范围：自动/手动 $0 \sim 99.9$ ，25 为基准

4、重复性误差：读数的 $\pm 2.5\%$

5、稳定性：读数的 $\pm 2.5\%/24\text{h}$

6、检测下限： $0.2 \mu\text{g/L}$ (8PNa)

7、输入阻抗：1012

8、被测水样： $0 \sim 60$

9、通讯接口：RS232通讯选配

10、电源： $220\text{V} \pm 10\%$ $50 \pm 1 \text{ Hz}$

11、掉电保存： >5 年

12、响应速度：32秒 (25 时)，50秒 (15 时)

13、工作条件：环境温度： $0 \sim 60$ 相对湿度： $<85\%$

标准配置：

二次表一台，电源一个，钠测量电极一支，参比电极一支，温度电极一支，电极支架一套

产品质量有保证，欢迎来电来函选购！

联系人：王凤兰

联系电话：173 1269 3839

固定电话：0512-57467262

QQ: 1762732015

E-mail : ksxl_wang@126.com