

# 国产液体恒温箱

产品名称	国产液体恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	用途:盐水、冲洗液加温 温度:2-48 /0-100 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 国产液体恒温箱公司说明:

今天的诚信，明天的市场，后天的利润。福意联以客户为尊，以质量为本，为目标市场提供优良的售后，使客户得到优良大的增值效益，与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系。福意联仪器设备广泛适用于医院、疾控、实验室、采样、高等院校、科研机构、检测单位及工矿企业等。

=====

### =国产液体恒温箱产品用途:

随着医疗的发展，越来越多复杂手术在临床开展，围手术期“低体温”（身体温度低于36 称为低体温）的发生率也越来越高。有文献报道，术中低体温发生率为50%~70%。低体温可影响凝血功能、药物代谢、肾脏功能和心肌收缩力，增加术后并发症的发生率，对手术病人的危害较大。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

=====

### =

### 国产液体恒温箱产品参数:

【产品型号】 FYL-YS-280L 【容 积】 280L  
【温度范围】 2~48 （温度每度可调）【额定电压】 AC220V  
【额定频率】 50Hz【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm【商品重量】 73kg  
【气候类型】 N.SN【制冷剂用量】 R600a(55g)【额定输入功率】 160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个5、钥匙1把

国产液体恒温箱使用：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

国产液体恒温箱相关:全麻手术下温度的影响进行分析，研究结果显示，非保温组患儿麻醉开始30min以后体温明显下降，而保温组患儿术中应用充气式保温毯，避免了体温下降，该组统计表明患儿体温在正常水平略有升高。术中输血、输液及大量冲洗液的应用，是体温降低的一个主要原因。保温组患儿输血、输液及术中用冲洗液均加温37℃，避免因冷液体进入机体后吸收大量热而致血管收缩、寒战等。研究结果表明，2组患儿麻醉中虽均无低体温发生，但在手术开始30分钟以后手术结束时非保温组患儿体温下降显著，存在低体温发生的潜在危险。通过对比研究，使笔者确认了全麻术中小儿体温管理的重要性。另外，需要注意的是，在采取各种方法预防低体温发生的同时，也要防止体温过高的发生，对患儿产生危害。因此，在全麻术中进行体温管理，严密观察患儿各阶段体温变化的情况，对手术的成功及患儿术后的恢复具有重要的意义。

勤发发