

口罩检测中心

产品名称	口罩检测中心
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	11.00/11
规格参数	广东广分质检:广东省口罩检测 广东广分质检:广州市口罩检测 广东广分质检:东莞口罩检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

口罩检测

【摘要】广分面向全国服务口罩生产企业提供自吸过滤式防颗粒物呼吸器、日常防护型口罩、医用防护口罩、一次性使用医用口罩、医用外科口罩等一系列口罩产品，可迅速解决各企业口罩检测问题。

1、口罩相关检测产品 呼吸器检测 防护面罩检测 医用防护口罩 日常防护口罩
外科口罩检测 一次性医用口罩 N95口罩等 2、口罩检测项目

序号	检测项目	样品量及周期
自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB/T 2626-2006		
1	过滤效率	50只 7-9工作日
2	泄漏率	
3	吸气阻力	
4	呼气阻力	
5	呼吸阀气密性	
6	呼气阀盖	
7	死腔	
8	视野	
9	头带	
10	连接和连接部件	
11	镜片	
12	气密性	
13	可燃性	
日常防护型口罩 GB/T 32610-2016		
1	耐摩擦色牢度	55只 7-9工作日
2	甲醛含量	

3	PH值	
4	可分解致癌芳香胺染料	
5	环氧乙烷残留量	
6	吸气阻力	
7	呼气阻力	
8	口罩带与口罩体的连接处断裂强力	
9	呼气阀盖牢度	
10	微生物指标	
11	视野	
12	过滤效率	
13	防护效果	
	医用防护口罩 GB 19083-2010	
1	鼻夹	55只 7-9工作日
2	口罩带	
3	过滤效率与气流阻力	
4	合成血液穿透	
5	表面抗湿性	
6	微生物指标	
7	环氧乙烷残留量	
8	阻燃性能	
9	密合性	
	一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013	
1	结构与尺寸	30只 7-9工作日
2	鼻夹	
3	口罩带	
4	细菌过滤效率	
5	通气阻力	
6	微生物指标	
7	环氧乙烷残留量	
	医用外科口罩 YY 0469-2011	
1	鼻夹	50只 7-9工作日
2	口罩带	
3	细菌过滤效率	
4	颗粒过滤效率	
5	合成血液穿透	
6	压力差	
7	微生物指标	
8	环氧乙烷残留量	
9	阻燃性能	

3、口罩检测标准GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》GB 2626-2006《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》GB19083-2010《医相关用防护口罩技术要求》YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准