

# 医用一次性棉签检测报告办理单位 热风棉检测

产品名称	医用一次性棉签检测报告办理单位 热风棉检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	热风棉检测:熔喷布检测 无纺布检测:医用棉签检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

医用棉签的棉头会大点，棉花多，棉签棒用竹子，竹签也大，粗，长。

一次性使用医用棉签不可以多次使用。如果反复使用，不仅起不到杀菌的作用，反而会带来细菌的交叉感染。

医用棉签采用医用脱脂棉及天然桉木制成，可在医疗卫生单位和家庭卫生护理，对患者皮肤进行消毒，处理伤口，涂抹药水内时使用。其特点是无毒、无刺激性，有较好的吸水性，使用方便。为灭菌级产品，可放心使用。使用方法为开袋即可使用。可直接处理伤口。但容是注意要把棉签应储存在相对湿度不超过80%、无腐蚀性气体和通风良好的室内，避免高温。

### 一、医用棉签：

根据国家标准和医药行业标准要求，根据相关文献规定了脱脂棉球产品生产必须达到以下要求：原材料

1、脱脂棉：a)制作棉球的脱脂棉质量必须符合YY0330-2002要求，持有《医疗器械注册证》，并经出e69da5e887aa7a6431333361316566厂检验结论合格；

b) 棉签的棉花纤维应柔软、白色、无臭，不得有黄斑、污渍、异物。2、棒材：

a) 塑棒、纸棒的棒表面应光滑、无毛刺，不得有污渍、异物；

b) 木棒、竹棒的棒表面应顺滑、无断裂，不得有污渍、异物。外观

棉签必须整洁，棉签头呈白色、柔软，整枝无异味。物理性能

- 1、棉头拔脱力：棉花粘卷应呈内紧外松状，能承受100g拉力棉头不完全脱落；
- 2、抗弯曲性能：棒材应能承受100g外力不发生永久变形或折断现象。棉签是由医用脱脂棉和精制竹杆加工而成，棉头吸水性强，吸饱消毒液后，能使消毒液均匀的擦拭皮肤，达到消毒效果，适用于注射时对皮肤消毒及外科敷料，也可用于居家的伤口护理、清洁鼻腔、耳朵等。

二、宝宝专用棉签 棉签的种类很多，有无尘擦拭棒，洁净棉签，医用棉签，即时涂棉签。棉签从头的材质去区分，目前市面上见过的棉签一般为海绵头。而根据海绵的密度和掉屑情况，又可以有以下两种：  
A：开孔PU海绵，海绵密度低些，易掉屑，但吸水速度快，适合医疗用；  
B：开孔PU海绵，海绵密度高，更不易掉屑，无尘等级高，适合电子用。  
婴儿棉签就是婴儿专用的棉签，亲肤性好，温和无刺激。