

母乳收集和储存用设备

产品名称	母乳收集和储存用设备
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	温度:-20 /4 /20 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

母乳收集和储存设备相关:

普通家用冷柜一般只用于家庭冷冻食物，还有一些超市等冷藏食品，而实验室冷柜相比较而言更具有性，实验室冷柜多用于医药、化工、工业生物冰箱、食品工业、生物冰箱工程、生物冰箱医药、高等院校、科研机构、健康售后机构、卫生域、域。在使用过程中我们要注意那些方面呢？

实验室冷柜的六大使用须知 1.搬运方面的注意事项。搬运时，应抬底脚，不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力，更不能在地面上拖拉。2.箱体优良大倾斜角不能超过45度,更不能倒置或横放，否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路，影响制冷，而且易造成压缩机脱簧。运输过程中，要防止磕碰和剧烈震动，要防止雨淋水浸。3.应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需要与外界进行热交换，既通过冷凝器向外界散热，外界环境温度越高，散热越慢，会使电冰箱和冷柜工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。4.应安放在通风良好的地方，如果冷柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。冷柜顶面应留有少30CM高度的空间，背面和两侧面应留有少10CM的空间，以利散热。5.应安放在湿度小的地方，由于电冰箱、冷柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成冷柜表面凝露，影响电器性能。6.不应安放在温度过低的地方。因为温度过低，压缩机启动困难，使冷柜冷冻室制冷差，无法克服，冰箱可打开冷藏室的温度补偿开关。

母乳收集和储存设备公司说明:

福意联是一家研制生产科研、医疗保存箱的型企业。其采用了优良水平的新型单压缩机混合工质制冷，并拥有优良自主。已形成了4、-2-48、-30、4-38、10-65、2-20、0-100 几大系列产品，福意联已成为目前上拥有全温区系列贮存冷链产品的公司之一。产品现广泛应用于生物冰箱、医学研

究、医疗临床、农业、畜牧业等域中各种生物冰箱活性物质的中长期保存，打破了我国对科研、医疗保存箱的需求长期依赖的面。

=====

=母乳收集和储存设备产品用途:

主要适用于适用于医疗卫生、防疫检测、科研试验、采样等相关单位使用。用于、药品、试剂、样品、标本、抽样储存、采集、食品及其他物品等冷冻冷藏及特定保温。

=====

=

母乳收集和储存设备产品参数:

1.产品型号:FYL-YS-1028L2.产品形式:立式对开门3.额定频率:50Hz4.制冷剂:R134a(382g)5.功率:360W6.电压:220V7.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)8.玻璃门:双层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高9.外形尺寸:1267×680×2105mm10.内部尺寸:1160×585×1575mm11.容积:1028L12.净重:258kg13.温湿度显示:自动显示箱体内部温度、湿度14.安全锁:安全双门锁设计,实现双人双管,防止随意开启15.报警功能:机器自带高温报警,低温报警,断电报警等功能16.压缩机:采用知名丹佛斯压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长17.照明灯:箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品18.箱体:采用的彩涂板,经优良防腐化喷涂工艺

母乳收集和储存设备相关:

质控品:IFCC的定义是专门用于质量控制目的的标本或溶液,不能用于校准。对稳定性、瓶间差要求高。分定值和不定值两种。在选择控制品时,应该选择有几个浓度的、浓度范围分布较宽的、优良是医学决定水平的、有可报告范围范围是上下限值的质控品。

标准品:用于定标即标准曲线的绘制。校准品:公司指定用来校准某检测系统(仪器+试剂+方法程序)的,是考虑到它具有基质效应的情况下,人为赋予校准品的校准值。因此,校准品必须于某一检测系统。

勤发发