

体检中心电子身高体重仪 医用HW-900A超声波身高体重测量仪

产品名称	体检中心电子身高体重仪 医用HW-900A超声波身高体重测量仪
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-900A 适用范围:体检中心卫生院等
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

体检中心电子身高体重仪 医用HW-900A超声波身高体重测量仪

乐佳HW-900A体检专用电子身高体重仪，多功能超声波身高体重测量仪，医院智能体检一体机,可折叠便携式健康体检一体机，全自动自助式测量身高体重血压心率人体成分体温多功能体检一体机，触屏式自助健康测量智能体检机，触屏式自助体检，智能语音动画指导，一步步完成全身健康检测。

乐佳HW-900A全能版多功能健康体检一体机自助体检机

一、身高体重类：

- 1、体质指数（BMI）=体重（kg）÷身高²（m）。低于18.5属于过轻；18.5-23.9属于正常；24-27属于过重；28-32属于肥胖；高于32非常肥胖；
- 2、身高体重测量，选取进口超声波探头和高精密压力传感器，性能稳定，保证测量精准快速；
- 3、自动计算BMI体型指数，提示体型胖瘦；
- 4、身高测量范围：60-200cm 分度值0.5cm
- 5、体重测量范围：8-200kg 分度值0.1kg

二、血压类：

1、世界卫生组织(WHO)、国际高血压学会(ISH)制定的血压分类，从低压达90mmHg，高压达到140mmHg开始，属于高血压范围，需多加警惕；

2、超声波体检机，配套欧姆龙臂式血压计，测量性能稳定，精准度高；

3、血压测量范围：0-299mmHg(0-39.9kpa)

4、脉搏测量范围：40-180times/min

三、血氧饱和度和体温类：

1、血氧饱和度指血红蛋白被氧饱和的百分比，即血红蛋白的氧含量与氧结合量之比乘以100，正常范围95%-99%。正常体温：体温的正常值是一个范围：口腔舌下温度为37.0(范围在36.3--37.2),直肠温度为36.5--37.7(比口腔温度高0.3--0.5),腋下温度为36.0--37.0(比口腔温度低0.3--0.5)；

2、指夹式血氧仪和红外线体温测量仪，精准快速测量人体血氧含量和体温。

四、人体成分类：

1、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间。此为成年男女标准值，女性超过50岁，男性超过55岁，每5岁，体脂百分比标准值可上调2%-3%。女性水分率在49.5%~52.9%是标准的，低于49.5%则是偏胖或过胖；男性水分率在53.6%~57.0%是标准的，低于53.6%则是肥胖或过胖；

2、手握式脂肪把手，智能测量脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液等人体成分。

厂家直销，欢迎咨询体检中心电子身高体重仪 医用HW-900A超声波身高体重测量仪。