

BMI体型指数智能健康体检机 自助查体HW-900A智能健康体检仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | BMI体型指数智能健康体检机 自助查体HW-900A智能健康体检仪 |
| 公司名称 | 河南乐佳电子科技有限公司 |
| 价格 | 39800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:乐佳电子 型号:HW-900A 智能体检仪:一体化智能健康体检 |
| 公司地址 | 郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209 |
| 联系电话 | 86-182-03652601 18203652601 |

产品详情

BMI体格指数智能健康体检机 自助查体HW-900A智能健康体检仪

公共卫生健康体检设备，身高体重BMI体型血压脉搏心率人体成分脂肪多功能型自助查体机，智能健康体检机，乐佳HW-900A型智能健康体检仪，体检方式：自助触屏一体化测量，智能动画语音指导测量，操作简单使用方便，不需要复杂输入，测量快速精准。

HW-900A型自助健康体检一体机健康自助体检仪测量结果可以通过RS-232串口或蓝牙输出，上传电脑管理系统；待机状态可循环播放图片；测量结果生成二维码，扫一扫上传手机端，形成健康体检报告，便于记录保存对比。

体检项目：身高、体重、BMI体格指数、体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）、血压（高压、低压）、心率、体温、血氧、脂肪，基础代谢、水分含量、骨骼量、肌肉量、骨骼率、肌肉率等。

基本性能：测量数据同步语音播报，液晶显示，打印测量报告，上传电脑管理系统等。

HW-900A型自助健康体检一体机健康自助体检仪一、血压类：

- 1、世界卫生组织(WHO)、国际高血压学会(ISH)制定的血压分类，从低压达90mmHg，高压达到140mmHg开始，属于高血压范围，需多加警惕；
- 2、医用超声波体检机，配套欧姆龙臂式血压计，测量性能稳定，精准度高；

3、血压测量范围：0-299mmHg(0-39.9kpa)

4、脉搏测量范围：40-180times/min

二、身高体重类：

1、体质指数 (BMI) = 体重 (kg) ÷ 身高² (m)。低于18.5属于过轻；18.5-23.9属于正常；24-27属于过重；28-32属于肥胖；高于32非常肥胖；

2、身高体重测量，选取进口超声波探头和高精密压力传感器，性能稳定，保证测量精准快速；

3、自动计算BMI体型指数，提示体型胖瘦；

4、身高测量范围：60-200cm 分度值0.5cm

5、体重测量范围：8-200kg 分度值0.1kg

三、血氧饱和度和体温类：

1、血氧饱和度指血红蛋白被氧饱和的百分比，即血红蛋白的氧含量与氧结合量之比乘以100，正常范围95%-99%。正常体温：体温的正常值是一个范围：口腔舌下温度为37.0(范围在36.3--37.2),直肠温度为36.5--37.7(比口腔温度高0.3--0.5),腋下温度为36.0--37.0(比口腔温度低0.3--0.5)；

2、指夹式血氧仪和红外线体温测量仪，精准快速测量人体血氧含量和体温。

四、人体成分类：

1、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间。此为成年男女标准值，女性超过50岁，男性超过55岁，每5岁，体脂百分比标准值可上调2%-3%。女性水分率在49.5%~52.9%是标准的，低于49.5%则是偏胖或过胖；男性水分率在53.6%~57.0%是标准的，低于53.6%则是肥胖或过胖；

2、手握式脂肪把手，智能测量脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液等人体成分。

检测者通过这种体检机进行体检，只需要通过刷证就能够进入到系统，而且有过体检经历的可以直接了解各人的体检数据参数分析，所以在这台机器设备上大家就可以非常轻松的进行体检，还能够了解自己的身体状况。

厂家直销，欢迎咨询BMI体格指数智能健康体检机 自助查体HW-900A智能健康体检仪。