

自主检测智能体检一体机 人体健康检测HW-900A智能体检一体机

产品名称	自主检测智能体检一体机 人体健康检测HW-900A智能体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-900A 适用范围:医院体检中心.卫生院等
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

自主检测智能体检一体机 人体健康检测HW-900A智能体检一体机

河南乐佳电子hw-900A型健康智能体检一体机 10.2寸液晶屏
脂肪和人体成分分析测量，人体健康检测一体机。

1、应用背景：国家医疗大正方针、医疗知识宣传普及，公众号关注推广，健康知识的传播。测量数据直接通过大数据处理，直接发送到被测者手机上，形成历史记录，健康曲线图，膳食运动建议，同时有标准数值参考，让没有一点医学知识的人都能知道自己的测量结果是否达标。

2、体检性能：微电脑控制，自助触屏式操作，语音动画指导，输入性别年龄，测量身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、蛋白质量、骨盐、去脂体重、细胞内外液、血氧饱和度、体温等，实时打印体检报告。内置热敏打印机，高速热敏打印测量报告，自动裁纸，换纸方便，易操作，方便实用。

3、设备便捷实用：基层医疗，体现贴心为民，同时也符合农村，边远地区，留守老人，儿童，出行不便，本机设计机身可折叠，折叠后130cm，底部自带可移动小轮子，移动车载方便。下乡体检，自带体检仪器就可以为大众服务，节省人力，提高效率，提高人员利用率，为国家节省支出。

4、高清大屏触摸式测量

本机所配10.2英寸真彩高分辨率显示屏，触摸式，使操作更加清晰简单，触屏式自助测量各项健康指标，智能管理系统，同步智能引导式动画和语音提示，自动提示测量步骤和方法，根据指示完成整个测量

过程，简单方便。

5、视力测量：选配

方式：照明充足，两眼分别检查，一般是先右后左（先检查裸眼视力，后检查矫正视力）。检查一眼时，须以遮眼板将另一眼完全遮住。但注意勿压迫眼球。

检查时，让被检者先看清大一行标记，如能辨认，则自上而下，由大至小，逐级将较小标记指给被检者看，直至查出能清楚辨认的最小一行标记。受检者读出每个视标的时间不得超过5秒。一般检查视力的距离为5米。

异常结果：近视，远视，弱视

6、色盲测量：选配

方式：被检者双眼以距离图面60-80cm为标准，但也可参照具体情况酌情予以增加和缩短，不能超过50-100cm范围。测试者根据显示屏图示，然后选择看到的数值点击即可。

7、参数范围

身高测量范围	60-200cm 精度：0.5cm
体重测量范围	4-200kg 精度：0.1kg
体型指数	国际通用体型指数自动计算，正常范围18-24.5
血压测量范围	0-299mmHg(0-39.9kpa)
脉搏测量范围	40-180times/min
身体脂肪率	5.0%-50% 分度值：0.5%
基础代谢	385kcal-5000kcal
水分含量	30%-70%
其他项目	骨骼量、肌肉量、细胞内外液、去脂体重、蛋白量、骨盐等
体温	分度值：0.1 测量距离1-5CM
血氧	35%-100（95%-99%正常状态）

自主检测智能体检一体机 人体健康检测HW-900A智能体检一体机，身体健康检测一体机。