医药医疗器械冷链滚塑保温箱

产品名称	医药医疗器械冷链滚塑保温箱
公司名称	嘉言科技(绍兴)有限公司
价格	1.00/套
规格参数	嘉言科技:1 JY-YZ:2 浙江:2
公司地址	诸暨市浣东街道东一路70号文体大厦2212室
联系电话	18767106070

产品详情

尺寸类型:10L、30L、42L、50L、62L、82L、102L、120L

产品特点:1、采用食品级PE材料,符合美国FDA认证,防紫外线优良

- 2、采用滚塑工艺一次成型,比注塑、吹塑箱更坚固耐用,不怕摔碰,耐用才是硬道理;
- 3、超厚高品质聚氨酯保温层,性能优良,保温效果值得放心;
- 4、选用304不锈钢锁扣,锁扣安装采用防碰撞内凹设计,保固不坏;
- 5、箱底配有橡胶防滑垫,下部装有放水阀,箱体两端设计内置把手,永远不用担心拉手会坏问题;
 - 6、标配药品隔层,蓄冷冰排,配置效果更优的蓄冷剂,恒温效果持续大于128小时。

搭配温度监测系统设备

产品特点:

1、可实时采集温度数据,采集间隔可调。

- 2、产品能全程跟踪记录定位。
- 3、用户可以通过数据管理软件/云平台软件查看实时数据及定位轨迹,对所取数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印。
- 4、液晶显示,在线显示温度数据,时钟,报警等信息,现场实时温度环境一目了然。
- 5、用户可以根据实际需要任意设置报警的上下限,软件会识别显示记录超限数值;同时只需要进行简单设置即可以使用数据超限后发送提醒。
- 6、随时随地和便携式打印机GF-P1连接打印,打印数据一式两份便于签收及保存。
- 7、充电电池,在没有外接充电器情况下,可工作24小时。
- 8、仪器只需要一张开通GPRS功能的SIM卡即可工作,将数据自动按照设置间隔上传至远端服务器,不需要人员干预即可实现远程监测,远端服务器支持固定IP和DNS两种方式。
- 9、整机功耗小,采用电池供电,内置1200maH可充电锂电池,不需要专用充电器,只需USB数据线即可,电池充放电保护电路设计,防止电池过充过放。

配套物联网云平台:

主页面:历史数据,实时数据,历史曲线,报警设置,在线设置,设备分布,等快捷方式

设备实时数据显示

历史数据:选择设备,选择时间,查询数据,Excel PDF数据导出

历史曲线:选择设备,选择时间,查询数据,下载图片

在线设置:上传间隔,存储间隔,报警间隔,报警上下限,关机,校准时间

手机APP查看、设置

嘉言科技认为,选择冷藏保温箱主要应参考一下几点:

- 一、根据企业实际配送时长,选择符合保温性能要求的保温箱(参考通过验证得出的保温箱最长保温时限);
- 二、根据企业配送产品的规格尺寸、数量,确认选购保温箱的数量、大小(注意箱体尺寸及有效容积的区别);
- 三、根据蓄冷剂(冰排)使用、箱体设计便捷性、箱体牢固不易破损老化,确认选购使用方便、节省时间、减少差错、使用年限长的产品;
- 四、箱体上安装的温度监测设备应能实时显示箱内温度、小巧美观不突兀、按键操作灵活、性能稳定(记录上传数据不间断)、打印方便(配备合适的便携式打印机)、传感器安装牢固不易断等;
- 五、关键还得有及时的售后服务以及价格实惠,性价比高;

目前法规对保温箱提出了大致三方面的重点要求:

- 一、冷藏保温箱具有良好的保温性能,保温箱配备蓄冷剂以及与药械产品隔离的装置。
- 二、冷藏、冷冻药品运输过程中,应当实时采集、记录、传送冷藏保温箱内的温度数据,运输过程中温度超出规定范围时,温度自动监测系统应当实时发出报警指令,由相关人员查明原因,及时采取有效措施进行调控。
- 三、使用冷藏保温箱运送冷藏药品的,应当按照经过定期验证的标准操作规程,进行产品包装和装箱操