

# 医药医疗器械冷链滚塑保温箱

产品名称	医药医疗器械冷链滚塑保温箱
公司名称	嘉言科技（绍兴）有限公司
价格	1.00/套
规格参数	嘉言科技:1 JY-YZ:2 浙江:2
公司地址	诸暨市浣东街道东一路70号文体大厦2212室
联系电话	18767106070

## 产品详情

尺寸类型：10L、30L、42L、50L、62L、82L、102L、120L

产品特点：1、采用食品级PE材料，符合美国FDA认证，防紫外线优良

2、采用滚塑工艺一次成型，比注塑、吹塑箱更坚固耐用，不怕摔碰，耐用才是硬道理；

3、超厚高品质聚氨酯保温层，性能优良，保温效果值得放心；

4、选用304不锈钢锁扣，锁扣安装采用防碰撞内凹设计，保固不坏；

5、箱底配有橡胶防滑垫，下部装有放水阀，箱体两端设计内置把手，永远不用担心拉手会坏问题；

6、标配药品隔层，蓄冷冰排,配置效果更优的蓄冷剂，恒温效果持续大于128小时。

搭配温度监测系统设备

产品特点：

1、可实时采集温度数据，采集间隔可调。

- 2、产品能全程跟踪记录定位。
- 3、用户可以通过数据管理软件/云平台软件查看实时数据及定位轨迹，对所取数据进行查看、分析并将图表或报表存档、打印。
- 4、液晶显示，在线显示温度数据，时钟，报警等信息，现场实时温度环境一目了然。
- 5、用户可以根据实际需要任意设置报警的上下限，软件会识别显示记录超限数值；同时只需要进行简单设置即可以使用数据超限后发送提醒。
- 6、随时随地和便携式打印机GF-P1连接打印，打印数据一式两份便于签收及保存。
- 7、充电电池，在没有外接充电器情况下，可工作24小时。
- 8、仪器只需要一张开通GPRS功能的SIM卡即可工作，将数据自动按照设置间隔上传至远端服务器，不需要人员干预即可实现远程监测，远端服务器支持固定IP和DNS两种方式。
- 9、整机功耗小，采用电池供电，内置1200maH可充电锂电池，不需要专用充电器，只需USB数据线即可，电池充放电保护电路设计，防止电池过充过放。

配套物联网云平台：

主页面：历史数据，实时数据，历史曲线，报警设置，在线设置，设备分布，等快捷方式

设备实时数据显示

历史数据：选择设备，选择时间，查询数据，Excel PDF 数据导出

历史曲线：选择设备，选择时间，查询数据，下载图片

在线设置：上传间隔，存储间隔，报警间隔，报警上下限，关机，校准时间

手机APP查看、设置

嘉言科技认为，选择冷藏保温箱主要应参考以下几点：

一、根据企业实际配送时长，选择符合保温性能要求的保温箱（参考通过验证得出的保温箱最长保温时限）；

二、根据企业配送产品的规格尺寸、数量，确认选购保温箱的数量、大小（注意箱体尺寸及有效容积的区别）；

三、根据蓄冷剂（冰排）使用、箱体设计便捷性、箱体牢固不易破损老化，确认选购使用方便、节省时间、减少差错、使用年限长的产品；

四、箱体上安装的温度监测设备应能实时显示箱内温度、小巧美观不突兀、按键操作灵活、性能稳定（记录上传数据不间断）、打印方便（配备合适的便携式打印机）、传感器安装牢固不易断等；

五、关键还得有及时的售后服务以及价格实惠，性价比高；

目前法规对保温箱提出了大致三方面的重点要求：

一、冷藏保温箱具有良好的保温性能，保温箱配备蓄冷剂以及与药械产品隔离的装置。

二、冷藏、冷冻药品运输过程中，应当实时采集、记录、传送冷藏保温箱内的温度数据，运输过程中温度超出规定范围时，温度自动监测系统应当实时发出报警指令，由相关人员查明原因，及时采取有效措施进行调控。

三、使用冷藏保温箱运送冷藏药品的，应当按照经过定期验证的标准操作规程，进行产品包装和装箱操

作。