

# 夏季热卖供应疫苗冷藏箱/保温箱/外卖箱 6L冷链箱

产品名称	夏季热卖供应疫苗冷藏箱/保温箱/外卖箱 6L冷链箱
公司名称	厦门浩添冷链科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:塑料复合膜 规格:320*230*270mm
公司地址	厦门市集美区锦园西三路286号210室
联系电话	86 0592 5768098 13030883797

## 产品详情

类别                                      塑料复合膜                                      规格                                      320\*230\*270mm

产品简介：内外层均采用pp硬制塑料注塑而成，中间夹层采用pu隔热保温发泡材料，箱内侧采用特制的高效蓄冷材料“胶体冰”补冷降温，可保持冷链低温（2-8℃）30小时以上。打开箱体可直接观察箱内温度，实时掌握冷链情况。本产品适合户外携带、运送各类需冷藏运输的产品使用。是户外低温冷藏运输最为理想的新型产品之一。

型号：htll0609

外尺寸：320 × 230 × 270 mm

内尺寸：235 × 145 × 175mm

空箱容积：6升

有效容积：4升

总重量：3.6 kg

空箱重量：2 kg

胶体冰条数：6条 (蓄冷胶体冰)

箱体材质：pp外箱

隔热材料：pu

密封材料：橡胶

保温时间：常温下0 至8 之间可保持30小时以上

## 技术参数

型号【model】	htII0609	
尺寸【dimension】	箱体外型尺寸	320 × 230 × 270mm
	箱体内部尺寸	235 × 145 × 175mm
重量【weight】	箱体净重	2 kg
	箱体满重	4 kg
	胶体冰净重	200(g) × 6(pcs)
材质【material】	箱体材质	高强度程塑料
	绝缘材质	聚安脂
	密封材质	橡胶
容积【capacity】	不含冰源容积	6l
	放置冰源容积	3l
保冷时间【availability of capacity】		常温环境8 以下可保

## 一、产品参数：

1	htII0609冷藏箱技术参数
1.1	材质
1.1.1	内外层均采用高强度程塑料注塑而成，中间夹层采用聚胺脂材料，箱内侧采用特制的高效蓄冷材料“胶体冰”补冷降温，可保持冷链低温8 以下40小时以上。适合户外携带、运送各类疫苗等使用。外低温冷藏疫苗最为理想的新型产品。
1.1.2	隔热层材料双层保护：聚氨酯发泡，密度为40--45kg/m <sup>3</sup> ；配置防辐射绝缘内胆。
1.1.3	连接件材料：箱体两侧和箱体采用多点镶嵌式扣具链接，合页牢固耐用，可双面开盖，盖体可全部卸，便于放置物品。
1.2	规格尺寸：外部尺寸320*230*270mm，内部尺寸：235*140*175mm
*1.2.1	最大容积：6l；有效容积： 3l；
*1.2.2	隔热层厚度： 35mm，隔热层厚度均匀一致；
*1.3	保冷时间：环境温度43 下，箱内液态温度2~8 ，冷藏时间 30小时；
1.4	牢固度：箱体 级，连接件 级；
1.4.1	箱体承重 100公斤以上，连接件拉力 60公斤以上；
1.4.2	总重量：3.2kg、空箱重量：2kg
2	冰源要求
*2.1	6个95*30*165的冰盒
2.2.2	材料：聚乙烯高效冷源，牢固结实，安全，对人皮肤无刺激性；
2.2.3	冷冻特点：在冷冻成固体时，冰排最大厚度不超过未冻结时厚度的15%；
2.2.4	冰排尺寸：3*9*16 ± 1mm

## 二、使用方法

- 1、先将冰排灌入普通自来水8成左右，放置冷库或冷柜内冷冻约10小时（该时间长短与设备冷冻能力有关），直到冰排完全成固体。
- 2、把冻结好的冰排放入疫苗冷藏箱。
- 3、等待包内温度达到要求后，放入物品；合上盖子。

### 三、注意事项：

- 1、每个疫苗冷藏箱标准配置冰排,前后各放置两个，左右各放置一个；底部放入2个；可以根据物品需要冷藏时间长短，增加或减少冰排的放置数量。
- 2、当使用一段时间后，箱内的温度高于8 时，把冰排重新放入冻柜冷藏。
- 3、尽量将冰排完全冻结后再使用，冷藏时间才会更长。结冻后冰排可再次冻结，重复使用。
- 4、轻拿放冰排，避免破损，冰排一经破裂，请停使用，使用前请检查。
- 5、冰排内的水不用更换。

### 四、公司概况：

公司是集研发、生产、销售于一体的专业从事冷藏科技研究和开发的民营科技型企业，主要致力于户外低温冷藏用品的研究和开发，是专业生产户外冷藏用品的公司，拥有自己独立的知识产权和自主出口权。公司主打产品疫苗冷链包、疫苗冷链箱。广泛适用于医用冷藏以及户外休闲娱乐等方面。

### 五、合作的伙伴：

中美葛兰素史克；法国赛诺菲巴斯德；福建疾病控制中心；甘肃疾病控制中心；厦门疾病控制中心；江苏延申；北京科兴；上海生工；北京康瑞莱科技；漯河市召陵疾控中心；广东省高州疾控；福建省环境监测中心...

tel：0592-5768098-807

mob：13030883797

qq：1294108139