

## 硅矿石成分化验 硅粉化验 碳化硅含量化验

产品名称	硅矿石成分化验 硅粉化验 碳化硅含量化验
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	34.00/业
规格参数	碳化硅含量:13719148859 金属硅检测:13719148859 硅粉检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

### 产品详情

微硅粉硅灰中二氧化硅含量的检测化验方法 一般情况下，微硅粉硅灰中二氧化硅含量的检测化验，通常是采用氢氟酸重量法进行检测。检测二氧化硅含量的前，首先要检测出烧失量，然后才能检测出二氧化硅的含量。

#### 1、微硅粉硅灰烧失量的检测化验：

准确称重硅粉试样0.5g，经过105~110 烘干，加入铂坩埚中，再经950~1000 灼烧45min，然后将坩埚放在干燥其中冷至室温，称重。如此反复，直至恒重。

$$\text{烧失量} = (m - m_1) / m \times 100$$

式中：m<sub>1</sub>——灼烧前试样的质量，g；

m——灼烧后试样的质量，g；

#### 2、氢氟酸重量法检测化验微硅粉硅灰中二氧化硅含量：

准确称取0.25g测定过烧失量之后的试样，用少量水润湿，加入4~5滴（1+1）及5~7mL氢氟酸，放在电热板或电炉上以低温加热挥发，至近干时，取下放冷。再加2~3滴（1+1）及3

~4mL氢氟酸，继续加热挥发至干，然后升高温度，至三氧化硫白烟完全逸尽，将铂坩埚至于高温炉中，于900 的温度灼烧30min。取出，放在干燥器中冷至室温，称重。如此反复，直至恒重。

试样中二氧化硅SiO<sub>2</sub>质量百分数按下式计算：

$$\text{二氧化硅SiO}_2 = (m - m_1) / m \times 100$$

式中：m<sub>1</sub>——灼烧后试样和坩埚的质量，g；

m<sub>2</sub>——残渣和坩埚的质量，g；

m——试样的质量，g；