

# 额温枪检测报告检测标准产品检验

产品名称	额温枪检测报告检测标准产品检验
公司名称	深圳市环测威检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	环测威:检测报告 检测报告:额温枪检测报告
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707-283 15811815782

## 产品详情

额温枪（红外线测温仪）针对量测人体额温基准设计，使用非常简单、方便。1秒可准确测温，无镭射点，免除对眼睛之潜在伤害，不需接触人体皮肤，避免交叉感染，一键测温，排查流感。适合家庭用户、宾馆、图书馆、大型企事业单位，也可以用于医院、学校、海关、机场等综合性场所，还可以提供给医务人员在诊所使用。

### 额温枪用途

1、人体体温测量：准确的测量人体体温，替代传统的水银体温计。准备想要孩子的女性可以随时利用红外线测温仪(额温枪)来监测基础体温，记录排卵期的体温，并选择合适的时机受孕，还能测温判断怀孕等等。

当然，还有最重要的，随时观察自己体温是否存在异常，避免感染流感等。

2、皮肤温度测量：测量人体的皮肤的表面温度，比如可用于断肢再植入手术时需要测量皮肤的表面温度。

3、物体温度测量：测量物体的表面温度，比如可用于茶杯外表的温度的测量。

4、液体温度测量：测量液体的温度，如婴儿洗澡水的温度，宝宝洗澡的时候测一下水温，不再担心凉了或者烫着；还可以测量牛奶瓶的水温，方便冲调Baby的奶粉；

5、可以测量室温：

额温枪检测标准及项目如下：

\* GB/T 21417.1-2008：温度显示范围、最大允许误差、分辨力、提示/报警功能等

\* GB 9706.1-2007：隔离、连续漏电流、电介质强度、结构要求等

红外额温计检测报告依据标准：符合第二类医疗器械 应急备案办理指引，具体需参照当地要求

GB/T 21417.1-2008《医用红外体温计 第1部分：耳腔式》、GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》。