

STARLAB 10 100移液器 南宁移液器

产品名称	STARLAB 10 100移液器 南宁移液器
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

ErgoOne手动移液器采用更耐化学腐蚀的树脂活塞！

ErgoOne手动移液器采用更耐化学腐蚀的树脂活塞！

针对20ul及以上容量的手动单通道ErgoOne手动移液器，其内部活塞采用特殊树脂材料制作，这种特质的树脂活塞具有无腐蚀性的优点，相对于不锈钢的金属活塞，南宁移液器，具有更好的耐化学腐蚀性能，此外还有重量轻的优点！在使用上，10-100移液器，也降低了其他制造商的移液器在移液时容易发生的涡流现象。

移液涡流现象：尤其在大容量移液器中，在取液体的过程中，当放开下压的取液按钮后，液体会瞬间进入移液器吸头（管嘴）并溅起，这将严重影响取液的精度，同时，如果液体进入移液器内部，也会给移液器内部带来污染，影响使用寿命和精度！

可整支灭菌和抗紫外照射的STARLAB移液器！

可整支灭菌和抗紫外照射的STARLAB移液器！

可整支高温、高压消毒的移液器，其带来的好处是不言而喻的！无需拆卸即可进行整支灭菌，为实验人员提供便利的同时减少样品交叉污染的风险。此外，STARLAB移液器不仅具备了可整支灭菌的能力外，同时，特殊的材质决定了其还能够抗强紫外线照射，同时，0.1-2.5移液器，这一特性也可以用来对STARLAB移液器进行紫外照射灭菌、消毒！

STARLAB的容量锁定功能保证了安全移液操作！

德国制造的STARLAB移液器是带有专利容量锁定系统的可调式移液器。当移液器的操作杆向上拉起后，操作杆和容量数码轮完全分开，一旦容量锁定，能完全规避因容量变动引起的误操作（实际操作中，

尤其针对小容量的操作，在移液时，0.5-10移液器，经常地不断按操作按钮时，非常容易导致操作按钮的转动从而改变了已经设置好的容量值)。这一符合GLP规范的设计，符合需要兼具精X确度和舒适度的客户需求。

STARLAB(图)-10-100移液器-南宁移液器由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州胥硕仪器科技有限公司(www.xsappar.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为实验仪器装置具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!