

快干胶的主要成分鉴定及化验配方

产品名称	快干胶的主要成分鉴定及化验配方
公司名称	成都中科溯源检测技术有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	成分分析:配方检测 成分检测:配方分析 配方还原:原料检测
公司地址	成都市双流区华阳镇华新下街462号天府新区退役军人创新创业交互中心（二楼）
联系电话	13540018360

产品详情

快干胶的主要成分鉴定及化验配方，胶水含量检测，胶水成分检测，9966快干胶配方还原，水性胶水成分分析，瞬干胶配方分析，卸胶水的成分是什么，办公胶水的成分化验，胶水的主要化学成分鉴定找成都中科溯源检测技术，可以快速可靠为您解析出胶水现在存在的化学成分名称和大概配比含量。

——选择成都中科溯源检测技术，让您分析无忧！

一、快干胶主要成分分析

速干胶是立即使用的胶。它的热点是强附着力和快速固化速度。它主要基于 -qing bing 烯酸乙酯，添加增粘剂，增稠剂，稳定剂和增稠剂。

通过特定过程合成的增韧剂，阻聚剂和其他粘合剂。

它广泛用于PS，PC，PA，ABS，PMMA和其他塑料的粘合。这种胶是无溶剂的，不需要催化剂，加热或加压的胶，只需要薄薄的一层胶，就可以使用空气。介质中的大气湿度会产生很高的聚合度并达到良好的粘合效果。

二、快干胶配方分析

快干胶有可分为有机胶粘剂和无机胶粘剂，其特定有：

- 1、中低粘度，良好的耐冲击性，耐振动性，优异的耐剥离性和耐热性；
- 2、胶合型，耐湿性，高冲击强度和剥离强度；
- 3、适用于粘接橡胶，金属和塑料零件。

三、快干胶的主要成分鉴定及化验配方

固化时间:3到45秒

粘度情况: 80-110mpa.s ; 剪切强度: 12Mpa ;

耐高温情况:80 ; 剥离强度:170N/m²

快干胶的主要成分鉴定及化验配方：中科溯源检测技术辅助客户解析出胶水的主要组成基料+固化剂+填料+增塑剂+增韧剂+稀释剂等各自化学名称和配比是多少，辅助客户了解样品组成情况。

快干胶的主要成分鉴定及化验配方——中科溯源诚信服务机构！