

# 口罩合成血液穿透测试

产品名称	口罩合成血液穿透测试
公司名称	广东省国瑞知识产权服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区创业工业区22栋502
联系电话	15361099098 15361099098

## 产品详情

口罩合成血液穿透测试检测原理:

口罩合成血液穿透测试将合成血液以一定压力喷向口罩, 模拟口罩被穿孔血管血液喷溅的场景, 查看是口罩内侧否出现渗透, 测试口罩是否拥有防渗透能力。

适用标准:

GB19083-2010 医用防护口罩技术要求

YY 0469-2011 医用外科口罩

EN 14683:2005 外科手术面罩.要求和试验方法

EN 14683:2019 外科手术面罩.要求和试验方法

等

测试样品量和周期要求:

测试样品量: 3-32个;

检测周期: 3-7个工作日。

检测周期&口罩送样注意事项:

口罩测试样品量及检测周期, 根据检验项目实际情况而定;

口罩如需预处理, 检测周期需增加3-4天;

送检样品一定要注意包装完好，确保无菌取样及分装。

全球新冠疫情还在继续蔓延，口罩质量关乎生命健康！NTEK北测作为全球第三方综合权威检测认证机构，拥有全套先进的防护及医用口罩测试设备，为协助企业管控产品质量，控制风险，现实验室对全球开放，为口罩和熔喷布等材料的客户提供质量预测试。