

杯型口罩国标GB2626-2019标准7月1号实施

产品名称	杯型口罩国标GB2626-2019标准7月1号实施
公司名称	国瑞中安集团CRO机构
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	18123734926 18123734926

产品详情

GB 2626-2019 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器，标准的修订版本GB 2626-2019 《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》已于2019年12月31日正式发布，计划于2020年7月1日正式实施，新标准增加了呼吸器材料、产品可拆卸部件的泄漏性检测方法等要求。

我司可为口罩等企业办理以下证件

- 1.口罩/喷熔布国内外检测报告；
- 2.口罩等医疗用品检测报告(带cnas标志);
- 3.口罩类产品压力差，呼吸阻力，血液穿透，盐性，油性颗粒物过滤效率等快速检测；
- 4.欧盟CE认证（民用ppe授权，医用mdd授权）；
- 5.FDA注册（付完年金费后下周拿证）；

新标佳中GB2626-2019检测方法:

6检测方法

6.1 外观检查

根据各技术要求的需要(参见附录A在进行实验室性能检测前应对样品进行目测外观检查

6.2

预处理

6.2.1 温度湿度预处理

621.1 样品数量及要求

2个未处理样或其他检测方法所要求的数量

62.12 检测设备

检测设备应符合以下要求

- a) 高温试验箱技术性能应符合GB/T11158的要求
- b) 低温试验箱技术性能应符合GB/T10589的要求
-) 湿热试验箱技术性能应符合GB/T10586的要求

6213 检测方法

将样品从原包装中取出顺序按下述条件处理

- a) 在(38±25)°C和(5±5)%相对湿度环境放置(24±1)h
- b) 在(0±3)°C干燥环境放置(24±1)h
- c) 在(30±3)°C环境放置(24±1)h

采用的预处理方式应避免产生热冲击,使样品温度恢复至室温后至少4h再进行后续预处理或检测。