

# 钙镁磷肥钙的检测钙镁磷肥检测方法钙镁磷肥的检测方法

产品名称	钙镁磷肥钙的检测钙镁磷肥检测方法钙镁磷肥的检测方法
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13380331276

## 产品详情

### 检测概述

钙镁磷肥不仅提供12%~18%的低浓度磷，还能提供大量的硅、钙、镁。钙镁磷肥占我国磷肥总产量17%左右，仅次于过磷酸钙。它是磷矿石与含镁、硅的矿石，在高炉或电炉中经过高温熔融、水淬、干燥和磨细而成。

检测项目	标准检测
外观	GB 20412-2006(4.1)
有效五氧化二磷	GB 20412-2006(4.3)
水分	GB 20412-2006(4.5)
碱分含量	GB 20412-2006(4.6)
可溶性硅含量	GB 20412-2006(4.7)
有效镁含量	GB 20412-2006(4.8)
细度	GB 20412-2006(4.9)