

# 黄金K数测试仪,贵金属密度测试MH-300k,精密天平

产品名称	黄金K数测试仪,贵金属密度测试MH-300k,精密天平
公司名称	惠州市惠城区皓月仪器仪表经营部
价格	8200.00/台
规格参数	品牌:MH-300K 型号:黄金K数测试仪 类型:黄金K数测试仪
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠环仲恺3路139号惠安商务楼8311
联系电话	86 0752 2090013 13928378852

## 产品详情

品牌	MH-300K	型号	黄金K数测试仪
类型	黄金K数测试仪	测量精度	0.001
测量范围	0.01-300g	材质	1
适用范围	黄金,白金,银	尺寸	1 ( mm )

黄金k数测试仪mh-300k适用于珠宝业、黄金及贵金属研究实验室、银行、当铺等。

特点:

1.快速,容易,准确地利用称两个重量值;

空气中重与水中重(测量比重)来测定贵金属纯度和黄金k数

2.无需硫酸或测试标准品;

3.测量之后不会留下任何痕迹和污染;

4.测试k数范围:9k-24k;

5.可测试其它之贵金属,如:白金,银...

黄金k数测试仪mh-300k是利用比重原理及独创的软件程序开发而成。mh-300k可计算出黄金的纯度与k值和其它金属的纯度,且可藉由量测样品的比重值直接辨别贵金属的真伪。

黄金k数测试仪mh-300k的特点：1、直接读取黄金k数与白金纯度%和其它金属的密度。2、区分贵金属中的真品和赝品。3、测试后您的黄金、白金不会留下污渍和划痕。4、易于操作只需10秒，即可测量黄金（k数）和密度，白金（pt值）和密度。5、依据市场需求，特殊的软件设计。完成测量之后 hi、lo 将伴随着显示结果，在测量值 > 上限时显

示 hi，< 下限时显示 lo。此上下限数值依使用者的需求可自行设定。6、此机型仅适用于没有装置宝石的固态贵金属。7、依据铜对银的比例设定 7:3、6:4、5:5 的补偿参数。8、此机型无法测试空心的固态贵金属。

黄金k数测试仪mh-300k的技术规格：

型号	mh - 300	
秤重范围	0.01g?300g	
可测量范围	5g?300g	
平均重量：	0.001g	
密度精度：	0.001 g/cm <sup>3</sup>	
设定：	温度补偿设定、溶	
功能：	可直接显示黄金k数、密度	
黄金	显示值：	黄金k值、比
	k值范围：	可自行设定黄金上、下限的k值
	比例参数设定：	可设定7:3、6:4、5:5不同的
白金	显示值：	白金pt值、比
	pt值范围：	可自行设定白金上
	纯度设定：	例如：1000k~600k、 可设定不同白金合金混合
标准接口：	rs-232	

欢迎垂询：0752-2090013、13928378852，supermanymoney@163.com