

菏泽花王医用液氧储罐厂家，医用LO2储罐厂家，医用液氧储槽厂家

产品名称	菏泽花王医用液氧储罐厂家，医用LO2储罐厂家，医用液氧储槽厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽花王医用液氧储罐厂家，医用LO2储罐厂家，医用液氧储槽厂家防腐管现场质量检验指标应符合下列规定：外观：防腐层表面不得出现气泡、破损、裂纹、剥离等缺陷；厚度：防腐层厚度不得低于本规程表5.1.3的低厚度要求粘结力：防腐层与管道的粘结力不得低于相应防腐层技术标准要求；连续性：防腐层中暴露金属的漏点数量应符合相应防腐层技术标准要求。防腐管现场质量检验及处理方法应符合下列规定：外观：应逐根检验，对发现的缺陷应修补处理直至复检合格；厚度：每根管应检测两端和中部共3个圆截面，每个圆截面测量上、下、左、右共4个点，以薄点为准。每20根抽检1根(不足20根按20根计)，如不合格应加倍抽检，加倍抽检仍不合格，则应逐根检验，者不得使用；粘结力：采用剥离法，取距防腐层边界大于10mm的任一点进行测量。

菏泽花王医用液氧储罐厂家，医用LO2储罐厂家，医用液氧储槽厂家每100根抽检1根(不足100根按100根计)，如不合格应加倍抽检，加倍抽检仍不合格，则应逐根检验，不合格者不得使用；连续性：应采用检漏仪逐根检验。挤防腐层的检漏电压为25000V；熔结环氧粉末防腐层、双层环氧防腐层的检漏电压为5V/ μm 。对发现的应进行修补处理至复检合格。防腐管露天存放时，应避光保存，存放时间不宜超过6个月。防腐管在装卸、堆放、移动和运输过程中必须采取保护防腐层不受损伤的措施，应使用专用衬垫及吊带，菏泽花王医用液氧储罐厂家，医用LO2储罐厂家，医用液氧储槽厂家钢丝绳直接接触防腐层。