

病毒恒温灭活仪

产品名称	病毒恒温灭活仪
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L/281L/431L
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

病毒恒温灭活仪厂家简介：福意联企业始终坚持“以人为本、市场导向”的，拥有一支高素质、高、优良率的管理、营销团队，形成了：医用恒温、冷藏；实验室恒温、冷藏；化工恒温、冷藏等三大系列产品。公司致力于医疗设备的研发，每年都向市场推出新品种，在优良各地有1000多家经销商并有较完善的售后服务网络，经海关总署批准我公司具有自主进出口权，产品出口亚洲、欧洲、中东和非洲等国。

病毒恒温灭活仪参数：

病毒恒温灭活仪产品特点：

主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。微电脑控制，液晶显示，所有信息一目了然；制冷、加热双向控温，高精度控制箱内温度；构造人性化设计，充分考虑人士使用的特点。多重门锁设计，防止随意开启；故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。使用方便三层高强度钢化玻璃门，保温性好，外门防凝露的应用，85%湿度不凝露；浸塑搁架可根据使用情况随意调整，便于清洁；此产品为嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。稳定运行制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良服务，我们将竭诚为您服务！

售后服务：

产量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

病毒恒温灭活仪注意事项：

长时间不使用恒温箱时，人们常常以为断了电，收拾干净后，下次再使用时就没问题了。其实这种概念是错误的。装箱装起来是常见的使用误区。长时间不使用时，需把恒温箱内的食物都要清理出来，不可留有任何水分，如清理干净后的恒温箱，不可用塑料布包罩，以免内部阻塞和使外壳变色剥落；也不可用外包装箱罩起来，以免箱内潮湿、水分等会发生故障，影响恒温箱使用寿命。有消费者认为恒温箱长时间不用时，可以断电，等到使用时再通电。再次使用恒温箱时，先需要检查恒温箱门密封胶条是否关闭严实。再通电空机运转一段时间，看有没有冷感问题，可直接使用；如发现没有冷气，应第一时间联系厂家售后。如长期不使用时，需要在半个月或者是一个月两个小时以上，使得恒温箱能得到更好的养护。

本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。