

核酸实验室恒温样本灭活仪

产品名称	核酸实验室恒温样本灭活仪
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 姓名:翟旭 联系方式:13810107331
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号（注册地址）
联系电话	13810107331

产品详情

核酸实验室恒温样本灭活仪

核酸实验室恒温样本灭活仪

PCR实验室核酸室核酸检测样本恒温灭活仪产品主要针对当下核酸样本大批量检测需求，为相关工作人员提供样本灭活所需恒温箱，相关人员开展工作。

以下是PCR实验室核酸检测样本恒温灭活仪产品简要介绍，如需详细介绍或参数不满足，您电话我（留言有滞后性无法及时回复，请谅解）

产品详细价格请销售人员

产品特点

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内外采用优质不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，优质不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电

报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁功能，防止出现意外。5、精确温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用优质钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。10、配置安全双锁，可实现双人双管。

核酸样本灭活仪参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【噪音】42dB(a)【功率】120W【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内部温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

核酸样本灭活仪产品说明：

①智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

②一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。

③门框双锁控制，自动报警功能，物品存放更安全。

④针对不同的开发出了许多适销对路的新型产品。

⑤公司坚实科研队伍、完备的生产检测设备保证了产品的优良。

⑥有着优良的温度和湿度控制系统，需要的各种环境模拟条件。

- ④ 风机可以根据环境温度的高低自动控制风机的开停和转速。
- ④ 冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。
- ④ 色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- ④ 限热保护，过流、过热自动断电，确保使用安全。
- ④ 完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及温差报警功能。