

均质器 微生物样品处理 匀浆仪 旋转式均质器

产品名称	均质器 微生物样品处理 匀浆仪 旋转式均质器
公司名称	株洲鸿润检测技术研究所
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:金田 型号:JT-B 产品适用范围:微生物样品处理
公司地址	中国 湖南 株洲市天元区 天台科技园黄山路203号
联系电话	86 0731 22888619/28826115 13973370805

产品详情

品牌	金田	型号	JT-B
产品适用范围	微生物样品处理		

jt-b均质器(匀浆仪)广泛用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品、农产品、固体、半固体、非水溶性样品的均质处理,特别适合于微生物检测样本的制备,使从上述样品中提取细菌的过程变得非常简单、快速,只需将样品和稀释液(或乳化剂)加入到灭过菌的杯子中,然后将杯子按到均质器上,开机定时即可。专利号:200720089370.2.其优点是:1.杯子采用特种工程塑料制成,耐128 高温,可反复灭菌使用;材质透明,工作中可随时察看均质情况。2.小匀浆杯特设100ml刻度线,符合中国药典2005年版微生物限度检查法“加至100ml”的要求。适合药品、化妆品等微生物限度制备供试液。3.大匀浆杯特设100ml、200ml、225ml和250ml刻度线,取样品25g,加稀释剂到250ml刻度线,匀浆,制备成1:10供试液,准确又省去了量筒;或者加稀释剂225ml,加样品25g,匀浆制备成1:10供试液。适合食品、农产品等制备供试液。还有均质杯另备杯子盖,可以把稀释剂直接放杯子里灭菌。4.一批样品一套杯子,无交叉污染。5.刀架与杯子连接处设置防漏密封圈,密封性能好。6.主机质量轻(主机重0.9kg,杯子刀架重0.15kg),方便移动,特设四个吸脚,工作时稳定性好。7.整机设计合理,结构简单,杯子与刀架、杯子与电机等的连接拆卸方便快捷,操作容易,省时省力,又快又好,维护简单。总之本款匀浆仪的优点是:好用、实用、简单、价廉。本款均质器/匀浆仪已经得到国家级省级单位、大学院校及大中型企业认可。