

科健远红外多款足浴桶 浴桶

产品名称	科健远红外多款足浴桶 浴桶
公司名称	泰安开发区科健汗蒸研发有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类别:浴桶 规格:55x40x66 材质:樟木松
公司地址	中国 山东 泰安市 泰安市东部开发区中天大厦路东
联系电话	86 0538 8627528 15165486907

产品详情

产品类别	浴桶	规格	55x40x66
材质	樟木松	颜色	原木色

老寒腿牌足浴桶系列产品是科健公司在总结和继承我国传统的热敷疗法，运用现代高科技手段，采用新型环保绿色材料自主研发的能保健康复理疗一体的新型保健足浴产品。

一、特点

- 1、新型足浴桶改变了传统的用木桶进行热水足浴疗法，采用远红外线、频谱加热系统和使用电气石保健材料研制的一种新型足浴桶。
- 2、具有独特的人性化外观形体。根据不同群体的需要和人体适应程度，足浴桶分两种规格三种款式。一种是长58cm,宽40cm,高66cm;一种是长48cm,宽38cm,高56cm。采用侧面留洞、斜面留洞、上下面开洞三种不同留洞款式。分直桶式和斜桶式 人体整个下肢可全部放入桶内，款式不同可坐、可躺。桶体内底部安放斜式锆石踏板，用天然优质木材制作，具有“新颖、耐用、舒适、高档”的特点。

二、多功能综合疗法

- 1、热疗功能。在桶体内温度50 进行热蒸，能使下肢并带动全身受热，迅速从足、腿到全身大量排汗，一方面祛风散寒使肌肤放松，血管舒张，二是能排出皮肤表层的污垢、体内的代谢废物及人体内堆积的大量毒素，清洗细胞，加快细胞新陈代谢，增强细胞功能和脏器功能。
- 2、桶体内通过加热，释放大量负氧离子和远红外线。负离子通过皮肤进入体内，能改善呼吸系统功能，增强肺活量，缓解呼吸道疾病，同时能活化细胞，净化血管，使人体体液呈弱碱性。通过释放远红外线，对人体具有杀菌、消毒、消炎、消肿、镇痛作用。

3、光波效应。该加热系统能产生与人体器官接近的频谱能量场。通过频谱波穿透人皮肤和脏器，并结合足浴桶底部托玛琳锗石踏板对足底穴位产生按摩的同时，对下肢穴位、经络形成强烈刺激，对体内组织细胞产生共振，有效激活经络。

三、主要保健理疗作用

- 1、人体下肢受热后，就会全身放松、舒适、提神、解除疲劳。
- 2、对因“风、寒、湿、邪”引起的病症如下肢麻木、抽筋、发凉、肿胀、风湿、类风湿性关节炎、腰椎间盘突出病、腰酸腿痛、背痛、胳膊痛有一定疗效。
- 3、除脚臭，并对脚气、脚垫、干裂、静脉曲张等有明显功效。
- 4、对多种心脑血管疾病如高血压、高血脂、心脏病、呼吸道疾病、胃肠炎、前列腺炎等起缓解辅助治疗作用。
- 5、对神经衰弱、眩晕、头痛、失眠、贫血、便秘等症状起到理疗作用。

四、使用范围

- 1、足浴不仅对有病患者起到理疗作用，对亚健康群体有康复的作用，健康群体长期坚持足浴还可有效预防疾病，解除疲劳，延缓衰老，保健养生的综合作用。
- 2、足浴不仅适用于中老年特别从事办公室人员、微机、财务、文字、管理研发及教师、医生、运动员、舞蹈员、杂技员、交警、司机、煤炭、石油、野外勘探等特种专业人士。
- 3、足浴对那些不注意饮食、不注意服饰、不注意例假、产期保健等带来的女性病及牛皮癣等皮肤患者更有独特效果。

五、使用方法

- 1、接通电源。显示红色指示灯。可根据自身情况在温控器上设定温度，一般在50度左右比较适宜。
- 2、在桶内温度达到40度时（冬天30度）就可以将整个下肢放进足浴桶内。
- 3、足浴桶可取坐式、也可取躺式。（图2、图3）
- 4、温控器最高设定温度是60度。在足浴过程中可视情况随意调节温度。当箱体内温度达到设定温度时，由红色指示灯变成蓝色指示灯，蒸桶内自动停止加温，当温度低于设定温度时显示红色指示灯，自动连接加温。
- 4、足浴时间可视自身适应程度来定。一般在40-90分钟之间。如感觉不适可降低温度。
- 5、足浴完毕需及时切断电源。