

复溶 20 ~ 25 恒温箱

产品名称	复溶 20 ~ 25 恒温箱
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 姓名:翟旭 联系方式:13810107331
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号(注册地址)
联系电话	13810107331

产品详情

复溶 20 ~ 25 恒温箱

福意联品牌——公司产品广泛应用于医疗、科学院、大专院校、军事、造船、电子、电工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、医疗、汽摩等领域。同时为广大客户提供保证。一年内免费保养、终身维护，并免费培训操作人员及指导。以优良的质量，良好的信誉得到广大新老客户的信任与充分肯定。可开展长度、热工、电学、力学、理化、流量等计量局的检测校准和经营线计量参数的测试。

【功能特点】1.复溶 20 ~ 25 恒温箱内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4 ~ 38度之间任意调控且恒定。2.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定。3.箱体内部2个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。4.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。5.低功耗，宽

电压带，适合电压不稳定地区。6.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。7.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。8.箱体外胆采用A3钢板喷塑，造型美观大方，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

复溶 20 ~ 25 恒温箱使用注意事项：

新购恒温箱初次使用注意事项1、恒温箱要放置平衡度,用线吊重物从恒温箱顶部沿着边框的角往下吊,以调节恒温箱平衡。2、恒温箱的四个脚必需落地踏实,前面两个脚可以旋转压紧地面,后面两个脚是固定不可调的,可是不可有损伤变型,否则恒温箱不可四脚落地,恒温箱运输中很容易损坏后面的脚,万万要注重。3、机械温控器恒温箱温度如何设定:a、直冷式恒温箱机械温控器的旋钮刻度0-7,0是停机,7是强冷,0-6越来越冻。b、恒温箱冷冻室的温度区间在-4--24度(四恒温箱),冷藏室的温度区间在5-15度。c、温控器调节的是冷冻室温度,而冷藏室温度是随冷冻室调节而间接变化的。