

# 默沙克生物科技 酶联免疫试剂盒

产品名称	默沙克生物科技 酶联免疫试剂盒
公司名称	武汉默沙克生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区南湖南路8号
联系电话	17740524216

## 产品详情

武汉默沙克生物????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗1体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

通常我们可用于ELISA检测的样本是有多种类型的，如血1清、血浆、尿液、细胞培养上清或组织匀浆液等，不同类型的检测样本前期的处理方法是不同的。正确的处理样本是保证ELISA检测的正确性和准确性的步，下面简单介绍一下不同类型的样本的处理方法。1、 血1清

血1清是1常用于ELISA检测的一类样本，处理也比较简单。

用无热原、无内毒1素的试管或离心管采集血液标本，将试管或离心管室温放置2小时或4 过夜，使血1析出。（1好将试管或离心管倾斜放置，使液面横截面增大，能使血1清更大程度的析出。）4 1000 × g离心20分钟，仔细收集上清。建议将血1清分装多份，-20 或-80 保存，避免反复冻融。

武汉默沙克生物????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗1体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

脑钠肽（Brain Natriuretic Peptide ，BNP）又称B型利钠肽（B-type Natriuretic Peptide），是继心钠肽（ANP）后利钠肽系统的又一成员，由于它首先是由日本学者Sudoh等于1988年从猪脑分离出来因而得名，实际上它主要来源于心室。由于其1先从猪脑中分离，酶联免疫试剂盒，所以又称为脑钠素：BNP。后来在心脏中也分离出BNP且心脏分泌的BNP多于脑，心脏释放的BNP主要来自心室，但心室储存BNP较心房少。它与ANP均属于心脏利钠肽类，由于它们的发现使人们认识到心脏也是一种内1分泌器1官。

武汉默沙克生物????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

当重要的培养污染时，研究者可能试图消除或控制污染。首先，确定污染物是细菌、真菌、支原体或酵母，把污染细胞与其它细胞系隔离开，用实验室消毒剂消毒培养器皿和超净台，检查HEPA过滤器。高浓度的抗生素和抗霉菌素可能对一些细胞系有毒性，因而，做剂量反应实验确定抗生素和抗霉菌素产生毒性的剂量水平。这点在使用抗生素如两性霉素B和抗霉菌素如泰乐菌素时尤其重要。下面是我司推荐的确定毒性水平和消除培养污染的实验步骤：

默沙克生物科技-酶联免疫试剂盒由武汉默沙克生物科技有限公司提供。默沙克生物科技-酶联免疫试剂盒是武汉默沙克生物科技有限公司（[www.mskbio.com](http://www.mskbio.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：莫总。