

亚硫酸氢钠供应商 璟阳精细化工 亚硫酸氢钠

产品名称	亚硫酸氢钠供应商 璟阳精细化工 亚硫酸氢钠
公司名称	苏州璟阳精细化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江经济技术开发区运东大道1088号运河之东商业中心5幢-3109
联系电话	18136134696

产品详情

氢氧化钠滴定液（1mol/L）配制：取氢氧化钠适量，亚硫酸氢钠供应商，加水振摇使溶解成饱和溶液，冷却后，亚硫酸氢钠价格，置聚乙烯塑料瓶中，静置数日，澄清后备用。取澄清的氢氧化钠饱和溶液56 mL，加新沸过的冷水使成1000mL，摇匀。标定：取在105℃干燥至恒重的基准邻C6H6二甲酸氢钾约6g，精密称定，加新沸过的冷水50mL，振摇，使其尽量溶解，亚硫酸氢钠，加酚酞指示液2滴，用本液滴定，在接近终点时，应使邻C6H6二甲酸氢钾完全溶解，滴定至溶液显粉红色。每1mL氢氧化钠滴定液（1mol/L）相当于204.2mg的邻C6H6二甲酸氢钾。根据本液的消耗量与邻C6H6二甲酸氢钾的取用量，算出本液的浓度。贮藏：置聚乙烯塑料瓶中，密封保存；塞中有2孔，孔内各插入玻璃管1支，1管与钠石灰管相连，1管供吸出本液使用。

测定方法

氧化还原滴定法方法名称：亚硫酸氢钠甲萘醌原料药—亚硫酸氢钠的测定—氧化还原滴定法应用范围：该方法采用滴定法测定亚硫酸氢钠甲萘醌原料药中亚硫酸氢钠的含量。该方法适用于亚硫酸氢钠甲萘醌原料药。方法原理供试品加水溶解后，取适量精密加碘滴定液，亚硫酸氢钠功效，密塞混合，放置5分钟，缓缓加盐酸1mL，用硫代硫酸钠滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定结果用空白试验校正。根据滴定液使用量，计算亚硫酸氢钠的含量。试剂：1. 碘滴定液（0.05mol/L）2. 盐酸3. 氢氧化钠滴定液（1mol/L）4. 甲基橙指示液5. 硫酸滴定液（0.5mol/L）6. 碳酸氢钠7. 淀粉指示液8. 酚酞指示液9. 甲基红-Br甲酚绿混合指示液10. 基准三氧化二砷11. 基准邻Br二甲酸氢钾12. 基准无水碳酸钠13. 硫代硫酸钠滴定液（0.1mol/L）14. 碘化钾15. 稀硫酸16. 基准重铬酸钾。

亚硫酸的风险术语

R22Harmful if swallowed. 吞食有害。 R31Contact with acids liberates toxic gas. 遇酸释放有毒气体。 密封阴凉干燥保存。

用途1.用于棉织物及有机物的漂白；2.在染料、造纸、制革、化学合成等工业中用作还原剂；3.医药工业用于生产安乃近和氨基比林的中间体；4.食用级产品用作漂白剂、防腐剂、抗氧化剂；5.用于含铬废水的处理，并用作电镀添加剂。

亚硫酸氢钠供应商-璟阳精细化工-亚硫酸氢钠由苏州璟阳精细化工有限公司提供。苏州璟阳精细化工有限公司 (szjyhg.net) 有实力，信誉好，在江苏苏州的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进璟阳精细化工和您携手步入辉煌，共创美好未来！