

四平染色罐 苏州陶迈森仪器 染色罐供应

产品名称	四平染色罐 苏州陶迈森仪器 染色罐供应
公司名称	苏州陶迈森科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区（吴中区）星湖街1211号仁恒PAR KA座5F
联系电话	13862625813

产品详情

染色缸

使用方法

将涂有如痰液、茹液、分泌液等细菌标本的载玻片，插入染色缸的隔槽内，常用革兰染色法，先用碱性染料结晶紫或龙胆紫染料，使标本染上色后，加入碘溶液使染料固定在被染物上，用酒精使一部分阳性菌脱色，再转移到复红染料的染色缸内进行第二次染色。凡是被染成紫色的细菌称为革兰阴性菌，高温染色罐，凡是能被酒精脱色，又被染成红色的细菌称为革兰阳性菌。后用水冲去载玻片上的多余染料，通过显微镜观察细菌状态，玻璃染色罐，细菌的鞭毛、胞芽（因为未经染色的鞭毛和胞芽细菌呈透明状态不易观察到它的全貌）。利用染色的方法，可以鉴别细菌所属的类型。

标本的固定原则是：不能损伤细胞内的抗原；不能凝集蛋白质；不能损伤细胞形态；固定后应保持细胞膜的通透性，以允许抗ti进入与抗原结合。水洗：固定后以冷的0.01Mol/L pH7.4PBS液浸泡冲洗，之后以蒸馏水冲洗，防止自发性荧光。染色：染色分直接染色法与间接染色法。1.材料与试剂：(1)荧光抗ti，稀释至应用浓度。(2) 0.01Mo/L pH7.4PBS液。(3) 9份优甘油加1份pH7.4PBS液即为甘油缓冲液。甘油有减少非特异性荧光的作用。(4)带盖方盘。

染色缸

苏州陶迈森科学仪器有限公司提供了圆盖高型染色缸产品的介绍、价格、批发、厂家等信息，圆盖高型染色缸价格是，苏州陶迈森科学仪器有限公司将会从上海发出圆盖高型染色缸，染色罐供应，如果您对圆盖高型染色缸产品有什么疑问，请及时联系苏州陶迈森科学仪器有限公司。您还可以寻找更多和圆盖高型染色缸相关的货源信息。

陶迈森产品不仅在国内市场享有很高的声誉，而且还远销欧，美，亚，非等国家和地区。公司坚持以满足顾客需求为目的，通过设计改进，生产绿色环保型的科学仪器，公司对产品生产和服务全过程的重要环境因素进行控制，对相关方环境行为施加影响，有效利用能源，资源，四平染色罐，减少生产活动对环境的影响，持续改进公司的业绩，确保质量/环境管理体系有效运行，促进人和自然的和谐发展。

四平染色罐-苏州陶迈森仪器-染色罐供应由苏州陶迈森科学仪器有限公司提供。苏州陶迈森科学仪器有限公司 (taomaisen.1688.com) 是江苏苏州,分析仪器的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在陶迈森科学仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创陶迈森科学仪器更加美好的未来。