

仓储类诱芯价格 格瑞碧源 仓储类诱芯

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 仓储类诱芯价格 格瑞碧源 仓储类诱芯 |
| 公司名称 | 北京格瑞碧源科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区金沟河路19号20号楼三层302室 |
| 联系电话 | 15600300332 |

产品详情

引诱剂的使用方法

1.打开引诱剂瓶盖，撕开密封纸，使气体缓慢释放，待瓶中液体挥发完后重新调换一瓶。估计每瓶（300克）使用时间15天左右。

2.收集与镜检

每隔3-5天检查一次，收取诱捕器中的天牛，镜检天牛携带线虫情况引诱，引诱剂如何使用或将天牛杀了。

格瑞碧源拥有先进的技术，仓储类诱芯价格，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对引诱剂感兴趣，仓储类诱芯，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

性诱剂的保存

以下内容由格瑞碧源为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

性诱剂易挥发，需要存放在较低温度的冰箱中(-15 -5)保存。

保存处应远离高温环境，诱芯应避免暴晒。

使用前才打开密封包装袋。

毛细管型只有在使用时剪开封口。

格瑞碧源拥有先进的技术，我们都以质量为本，仓储类诱芯厂家批发，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对性诱剂感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话！

昆虫信息素保存及使用注意事项

格瑞碧源专业生产、销售昆虫信息素，以下信息由格瑞碧源为您提供。

性信息素产品易挥发，因此需要存放在较低温度（-15至-5）的冰箱中。

保存处应远离高温环境，诱芯应避免暴晒。

使用前才打开密封包装袋。毛细管型只有在使用时剪开封口。一旦已打开包装袋，仓储类诱芯种类，应尽快使用所有诱芯。

由于性信息素的高度敏感性，安装不同种害虫的诱芯，需要洗手，以免污染。

性信息素引诱的是成虫，所以诱捕应在低密度时开始。

仓储类诱芯价格-格瑞碧源(在线咨询)-仓储类诱芯由北京格瑞碧源科技有限公司提供。北京格瑞碧源科技有限公司（www.geruibiyuan.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！