

# PCR实验室灭活恒温干燥箱

产品名称	PCR实验室灭活恒温干燥箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	944308.00/台
规格参数	使用科室:病毒灭活 型号:FYL-YS-151L/281/431L 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

当前核酸检测主要针对的是新型状病毒基因组中开放读码框1ab（ORF1ab）和核衣壳蛋白（N）编码序列。同一份标本中ORF1ab和N基因同时阳性，可确诊新型冠状病毒感染。如果出现单个靶标阳性的检测结果，则需要重新采样检测。

### PCR实验室灭活恒温干燥箱公司说明-

北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家中外合资的高，生产，一体化公司。福意联企业生产的各类产品，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围大，针对不同的开发出了许多适销对路的新产品，如：医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等，医疗辅助器具等各类产品。

福意联PCR实验室灭活恒温干燥箱用于核酸检测前灭活样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物冰箱样本等物品灭活处理。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

病毒蛋白质变性：能使蛋白质变性的化学制剂都能使病毒灭活，加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。

PCR实验室灭活恒温干燥箱型号说明：

PCR实验室灭活恒温干燥箱参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【噪音】42dB(a)【功率】120W【电源】AC220V, 50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】(宽×深×高): 595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计,增加了箱门的保温性能,门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗,便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,保温层厚度合理设计,使设备在高温运行时热量不外传,保温效果好。5、适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度,LCD数码显示、无须按键输入,屏幕直接触摸选项,可随意设定所需温度,数字式显示,读数极为方便,控温精度高。7、完善的报警系统,可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计,气流方向更加科学合理,使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计,可实现双人双管,保证物品安全,13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

PCR实验室灭活恒温干燥箱售后说明:

- 1、产量问题,在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的,福意联负责无条件免费退换货;
- 2、本产品优良联保,享受三包售后,压缩机质保三年,整机质保一年,产品终身维护。
- 3、质保期内如有产量问题,免费维修;质保期外长期提供优良,不收维修费,只酌情收取基本配件费及相关费用;
- 4、所有产品售后问题,请直接咨询我司,我司售后售后团队会在24小时内响应处理。

PCR实验室灭活恒温干燥箱相关:目前较为常见的采样方法是采集鼻咽拭子,其他采集方法还有采集痰液或肺泡灌洗液。在临床实验室检测过程中,如果能在患者样本中检测到新型状病毒的特异核酸序列,应提示该患者可能被新型状病毒感染。但有些患者可能存在假阴性的结果。核酸检测出现假阴性的结果与诸多因素有关。

勤发发