

检验科恒温灭活仪

产品名称	检验科恒温灭活仪
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 产地:北京
公司地址	北京市东城区南竹竿胡同1号8层909
联系电话	010-63331817 13811305173

产品详情

检验科恒温灭活仪 隶属于北京福意联公司

福意联公司汇集了一批具有高素质、高和谐、德才兼备的设备研发及销售的技术和管理团队。自创立伊始，确定走“精专化”发展路线，立志做到“一种产品，就是一个行业品牌”，每个产品的设计和产出都有技术人员把关，每个产品的检测都有专人负责；公司秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，以精良的技术力量，优质的产品质量，完善的售后服务体系作为企业后盾。

检验科恒温灭活仪各类别技术参数：

型号

功率

温控范围

尺寸

重量

FYL-YS-151L

120w

120w

595 × 570 × 865mm

64KG

FYL-YS-281L

160w

160w

595 × 570 × 1445mm

99KG

FYL-YS-431L

200w

200w

595 × 675 × 1805mm

129KG

温控范围

型号

功率

电压

尺寸

重量

4-38 系列

FYL-YS-50L

85W

220V

430 × 480 × 510mm

18KG

FYL-YS-100L

85W

220V

480 × 490 × 840mm

31KG

FYL-YS-138L

540 × 550 × 840mm

40KG

温控范围

型号

功率

电压

尺寸

重量

2-48 系列

FYL-YS-150L

100W

220V

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

160W

220V

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

160w

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-230L

595 × 570 × 1215mm

68KG

FYL-YS-310L

595 × 570 × 1315mm

78KG

温控范围

0-100 系列

FYL-YS-151L

120w

595 × 565 × 860mm

64KG

FYL-YS-281L

595 × 565 × 1440mm

99KG

FYL-YS-431L

200w

595 × 675 × 1795mm

129KG

温控范围

2-48 双门系列

FYL-YS-828L

360w

1267 × 680 × 1818mm

208KG

FYL-YS-1028L

1267 × 680 × 2105mm

258KG

产品介绍：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证安全运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用上等A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全。
- 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

售后服务承诺：1. 售后服务工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：所有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修维修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外维修承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身维修服务，客户只需

支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对所更换的配件提供12个月保修，福意联对所有维修服务采用保修标准。5. 优良服务：北京福意联设有专门的应用工程师，向客户提供实验室及生物域的应用优良服务，对于与北京福意联的产品相关的应用问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。