

农残速测卡 原态生物科技农残试剂 茶叶农残速测卡

产品名称	农残速测卡 原态生物科技农残试剂 茶叶农残速测卡
公司名称	东莞市原态生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道温塘温周路温塘中路76号四楼A区
联系电话	13713456074

产品详情

东莞市原态生物科技有限公司位于东莞市联益工业园区内，是国内的食品安全快速检测专家，国内高新技术企业。公司拥有自主的产品研发中心、生产基地以及销售中心，农残速测卡，主要研发生产各类食品安全快速检测产品。

整体农药残留检测法选取有代表性的蔬菜样品，擦去表面泥土，剪成1cm左右见方碎片，取5g放入带盖瓶中，加入10mL纯净水，震摇50次，静置2min以上。

农药酶检测试剂配制

配制

缓冲液：将缓冲液试剂袋中的试剂倒出，茶叶农残速测卡，溶于500mL蒸馏水中，溶解，混匀，农残速测卡厂，即可。

显色剂：向标有“显色剂”的滴瓶中添加5mL缓冲液，摇匀。在冰箱中冷藏（0~4℃），切勿冷冻。

底物：向标有“底物”的滴瓶中添加5mL蒸馏水，摇匀。在冰箱中冷藏（0~4℃），有哪些农残速测卡，切勿冷冻。

酶：将酶液倒入专用的酶试剂瓶中。在冰箱中冷藏（0~4℃），切勿冷冻。

应用范围：

农药酶检测试剂通用于ZYD-NP农药残留速测仪中的32通道、96通道农残仪。

农药酶检测试剂保存

试剂盒在冰箱中冷藏保质期为1年，常温保质期3个月。

农残快速检测卡

随着人们生活水平的提高，蔬菜在日常膳食中所占的比例越来越大。然而随着城市工业化进程的飞速发展，农业用地的逐年萎缩，多数土地种植品种单一，复种指数高，生态环境恶化，病虫害发生的频度和强度越来越大，大多数蔬菜种植者由于缺少种植经验。农残快速检测卡是一种简便、快速、准确而实用的蔬菜农药残留快速检测方法，该法灵敏度较高，重现性好，能够满足蔬菜采前和售前检测的需要。特别适用于无公害蔬菜监测网络的建设和管理。

农残速测卡-原态生物科技农残试剂-茶叶农残速测卡由东莞市原态生物科技有限公司提供。东莞市原态生物科技有限公司（www.dgytbio.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，原态生物科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈先生。同时本公司（www.yuantai3.com）还是从事检测试剂盒，农残检测试剂盒，速测农残试剂盒的厂家，欢迎来电咨询。